



## Contenitori Bijou da 7,0 ml, sterili



### Punti salienti

- Contenitore in polistirene ultratrasparente sterile
- Velocità di centrifugazione: 7.200 x g
- Temperatura di utilizzo: da -10 °C a 70 °C
- 50 mm di altezza x 23 mm di diametro (incl. tappo)

## Applicazioni del prodotto

Centrifugazione

Preparazione dei campioni

Preparazione di master-mix e tamponi

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Overall Dimensions	50 mm high x 23 mm diameter
Sterile	Sì
Autoclavabile	No
Volume	7.0 ml
Confezione	700 Pezzi (1 Confezione x 700 Pezzi)
Materiale	Polistirene
Temp. max.	70 °C
Range di temperatura	-10 a 70 °C
Temp. min.	-10 °C
g-Force max.	7.200 x g

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Contenitori Bijou da 7,0 ml, sterili

Contenitore bijou trasparente, sterile in polistirene con tappo bianco in polipropilene. Resistenza alla centrifugazione: 7200 x g. Temperatura di utilizzo: da -10 °C a 70 °C.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Contenitore Bijou da 7,0 ml in polistirene (sterile) con etichetta</a> <b>Tipo etichetta:</b> Etichetta semplice  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	700 Pezzi (1 Confezione × 700 Pezzi)	E1412-0711
 <a href="#">Contenitore Bijou da 7,0 ml in polistirene (sterile), senza etichetta</a> <b>Tipo etichetta:</b> Nessuna etichetta  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	700 Pezzi (1 Confezione × 700 Pezzi)	E1412-0710

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)