



## 200 µl Puntale TipOne®, Giallo



### Punti salienti

- Fissaggio universale. Un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per adattarsi a tutte le pipette più diffuse.
- Stampi altamente levigati e lucidati per una superficie estremamente liscia, in modo da ridurre la ritenzione del campione
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni

## Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Dispensazione di liquidi

Miscelazione di liquidi

Dispensazione in piastre e tubi di reazione

Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Tipo di punta	standard
Materiale	Polipropilene
Colore	Giallo

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su 200 µl Puntale TipOne®, Giallo

Sperimenta senza tanti sforzi la vera precisione con i puntali [TipOne](#)®

Migliora il lavoro quotidiano in laboratorio con i puntali [TipOne](#)®! Approfitta di un pipettaggio sempre preciso e affidabile, senza più sprechi di campioni o frustranti problemi in termini di adattamento. I puntali [TipOne](#)® sono compatibili con tutte le [pipette](#) più comunemente utilizzate e permettono di raggiungere sempre ogni giorno risultati accurati e affidabili.

### Perché [TipOne](#)® migliora i laboratori:

**adattamento universale dei puntali:** rendi più semplici il banco e l'inventario. Il collare dei puntali [TipOne](#)® è progettato per adattarsi a tutte le [pipette](#) più comunemente utilizzate, senza alcuna perdita di accuratezza o precisione.

**Fatti per garantire una certa precisione:** grazie a un'attenta progettazione da parte di tecnici esperti e all'uso di materiali vergini di alta qualità, i puntali offrono una precisione costante per consentire di ottenere risultati affidabili e ridurre costose rilavorazioni.

**Pura qualità:** i puntali [TipOne](#)® sterili sono validati in conformità alla norma EN ISO 11137-2:2007. Tutti i puntali [TipOne](#)® sono certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

### Imballaggio flessibile:

**in rack:** i robusti rack riutilizzabili rimangono stabili sul banco. Effettua rapidamente una ricarica con i refill [TipOne](#)®, riducendo i rifiuti di plastica e i relativi costi. Sono disponibili opzioni sterili

. **Refill:** carica i puntali nei rack con pochi semplici passaggi. I refill sono disponibili sterili o non sterili e consentono di ridurre i rifiuti di plastica (e i relativi costi).

**Stack Rack:** gestisci esperimenti di grandi dimensioni senza fatica: procedi con una dispensazione con 960 puntali da un'unica unità compatta, perfetta per [pipette](#) multicanale e flussi di lavoro impegnativi. Sono disponibili opzioni sterili.

**Sfusi:** per l'insegnamento o il lavoro di routine, fai scorta di puntali di qualità a prezzi accessibili. Forniti in comode buste richiudibili.

### . Unisciti a un affascinante viaggio verso un pipettaggio sostenibile!

Riduci i rifiuti di plastica del laboratorio! I rack [TipOne](#)® e i componenti del sistema di refill utilizzano materiali riciclati e sono completamente riciclabili (tranne la pellicola termoretraibile, la busta sfusa e i puntali) tramite il servizio di riciclaggio [TipOne](#)®.











Raccoglieremo la plastica [TipOne](#)® usata, la ricicleremo e utilizzeremo la plastica riciclata per realizzare altri prodotti [TipOne](#)®. Non è più necessario indovinare se o come il riciclo da parte tua sia riutilizzato: [TipOne](#)® chiude il cerchio per te!

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)













## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">200 µlPuntale TipOne®, Giallo, Racks (non sterili)</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1111-0806
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Racks (non sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1111-0806-C
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Racks (sterili)</a> <b>Sterile:</b> Si <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1111-0816
 <a href="#">200 µlPuntale TipOne®, Giallo, Racks (sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> Si <b>Confezione:</b> 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1111-0816-C
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Refills (non sterili)</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1111-0706

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Refills (non sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1111-0706-C
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Rack impilabile (non sterili)</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)	S1111-0206
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Rack impilabili (non sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)	S1111-0206-C
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Sacchetto (non sterili)</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1111-0006
 <a href="#">200 µl Puntale TipOne®, Giallo, Sacchetto (non sterili), confezione</a> <b>Sterile:</b> No <b>Confezione:</b> 25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1111-0006-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it