



200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo



Punti salienti

- Fissaggio universale. Un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per adattarsi a tutte le pipette più diffuse.
- Stampi altamente levigati e lucidati per una superficie estremamente liscia, in modo da ridurre la ritenzione del campione
- Massima qualità del prodotto! I puntali sono realizzati in polipropilene puro e vergine per garantire la massima qualità del prodotto.
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Dispensazione di liquidi

Miscelazione di liquidi

Dispensazione in piastre e tubi di reazione

Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	No
Colore	Giallo
Tipo di punta	tonda

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su 200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo

Migliorato da voi - Le componenti del sistema

Il rack perfetto

- > Semplice! Il sistema comprende solo due rack (piccolo e grande) per una minore complessità
- > I rack piccoli vengono utilizzati con puntali di volume da 10 µl a 300 µl; i rack grandi per puntali di volume da 1000 µl e 1250 µl
- > Semplice e veloce identificazione dei puntali grazie alla codifica colori dei wafer e alle informazioni stampate a laser immediatamente visibili
- > Impilabile
- > Riutilizzabile
- > Autoclavabile

Il refill intelligente

- > Il nuovo Refill è diviso in due parti separate, singolarmente confezionate, di cinque wafer.
- > Completamente sigillati, i puntali rimangono al sicuro da ogni contaminazione grazie al solido coperchio superiore e agli spaziatori
- > Design economico e salvaspazio
- > Autoclavabile quando inserito nel rack

Il Sacchetto Self-standing

- > Self-standing per un accesso più semplice ed uno stoccaggio più comodo
- > Banda di apertura facilmente visibile e preforata
- > Chiusura a zip richiudibile per una conservazione senza rischio di contaminazioni
- > Sacchetto in polietilene riciclabile
- > Economico – ideale per laboratori didattici o lavori non critici

Lo Stack Rack Compatto

- > Design di nuova progettazione con una base più ampia per una stabilità eccezionale
- > Coperchio trasparente per tenere i puntali protetti quando non utilizzati
- > 960 puntali per l'high throughput, ideale per gli utenti con multicanali
- > L'intero Stack Rack è autoclavabile e riciclabile

Il Filter Refill unico

- > Un nuovo sistema, economico ed ecologico, di refill per puntali con filtro TipOne®
- > Veloce, semplice e sicuro: i puntali con filtro vengono ricaricati senza dover rimuovere il guscio superiore ed inferiore, garantendo quindi la ricarica veloce e sicura senza compromettere la sterilità.
- > L'uso dei refill per i puntali con filtro sotto cappa e workstation PCR permette di risparmiare spazio prezioso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it













> Il sistema di refill non permette solo di diminuire gli sprechi, ma i gusci inferiori sono anche impilabili, così anche i rifiuti occupano meno spazio

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it















Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1111-1806
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1111-1806-C
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1111-1816
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1111-1816-C
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Refills (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1111-1706

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Refills (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1111-1706-C
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Refills (sterili) Sterile: Si Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1111-1716
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Refills (sterili), confezione Sterile: Si Confezione: 7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)	S1111-1716-C
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Rack impilabile (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)	S1111-1206
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Rack impilabili (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)	S1111-1206-C
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Sacchetto (non sterili) Sterile: No Confezione: 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1111-1006

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Sacchetto (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1111-1006-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it