



200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo



Punti salienti

- Fissaggio universale. Un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per adattarsi a tutte le pipette più diffuse.
- Stampi altamente levigati e lucidati per una superficie estremamente liscia, in modo da ridurre la ritenzione del campione
- Massima qualità del prodotto! I puntali sono realizzati in polipropilene puro e vergine per garantire la massima qualità del prodotto.
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Dispensazione di liquidi

Miscelazione di liquidi

Dispensazione in piastre e tubi di reazione

Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Tipo di punta	tonda
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	No
Colore	Giallo

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su 200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo

Sperimenta senza tanti sforzi la vera precisione con i puntali [TipOne®](#)

Migliora il lavoro quotidiano in laboratorio con i puntali [TipOne®](#)! Approfitta di un pipettaggio sempre preciso e affidabile, senza più sprechi di campioni o frustranti problemi in termini di adattamento. I puntali [TipOne®](#) sono compatibili con tutte le [pipette](#) più comunemente utilizzate e permettono di raggiungere sempre ogni giorno risultati accurati e affidabili.

Perché TipOne® migliora i laboratori:

adattamento universale dei puntali: rendi più semplici il banco e l'inventario. Il collare dei puntali TipOne® è progettato per adattarsi a tutte le [pipette](#) più comunemente utilizzate, senza alcuna perdita di accuratezza o precisione.

Fatti per garantire una certa precisione: grazie a un'attenta progettazione da parte di tecnici esperti e all'uso di materiali vergini di alta qualità, i puntali offrono una precisione costante per consentire di ottenere risultati affidabili e ridurre costose rilavorazioni.

Pura qualità: i puntali TipOne® sterili sono validati in conformità alla norma EN ISO 11137-2:2007. Tutti i puntali TipOne® sono certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

Imballaggio flessibile:

in rack: i robusti rack riutilizzabili rimangono stabili sul banco. Effettua rapidamente una ricarica con i refill TipOne®, riducendo i rifiuti di plastica e i relativi costi. Sono disponibili opzioni sterili

. Refill: carica i puntali nei rack con pochi semplici passaggi. I refill sono disponibili sterili o non sterili e consentono di ridurre i rifiuti di plastica (e i relativi costi).

Stack Rack: gestisci esperimenti di grandi dimensioni senza fatica: procedi con una dispensazione con 960 puntali da un'unica unità compatta, perfetta per [pipette](#) multicanale e flussi di lavoro impegnativi. Sono disponibili opzioni sterili.

Sfusi: per l'insegnamento o il lavoro di routine, fai scorta di puntali di qualità a prezzi accessibili. Forniti in comode buste richiudibili.

. Unisciti a un affascinante viaggio verso un pipettaggio sostenibile!

Riduci i rifiuti di plastica del laboratorio! I rack TipOne® e i componenti del sistema di refill utilizzano materiali riciclati e sono completamente riciclabili (tranne la pellicola termoretraibile, la busta sfusa e i puntali) tramite il servizio di riciclaggio TipOne®.











Raccoglieremo la plastica TipOne® usata, la ricicleremo e utilizzeremo la plastica riciclata per realizzare altri prodotti TipOne®. Non è più necessario indovinare se o come il riciclo da parte tua sia riutilizzato: TipOne® chiude il cerchio per te!

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it















Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1111-1806
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1111-1806-C
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1111-1816
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Racks (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1111-1816-C
 200 µl Puntale a punta tonda TipOne® Giallo, Refills (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1111-1706

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Refills (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1111-1706-C
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Refills (sterili) Sterile: Si Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1111-1716
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Refills (sterili), confezione Sterile: Si Confezione: 7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)	S1111-1716-C
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Rack impilabile (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)	S1111-1206
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Rack impilabili (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)	S1111-1206-C
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Sacchetto (non sterili) Sterile: No Confezione: 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1111-1006

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>200 µl Puntale a punta tonda TipOne®, Giallo, Sacchetto (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1111-1006-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it