



## 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente



#### Punti salienti

- Graduazioni: 10 μl, 50 μl e 100 μl
- La punta UltraPoint<sup>®</sup> contribuisce a prevenire la ritenzione del campione
- Universale: un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per essere compatibile con tutte le pipette più diffuse.
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

### Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi Dispensazione di liquidi Miscelazione di liquidi Dispensazione in piastre e tubi di reazione Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







# Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 μl
Volume	200 μl
Tipo di punta	UltraPoint <sup>®</sup>
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	Sì
Colore	Transparente

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







# Maggiori informazioni su 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente

#### Migliorato da voi - Le componenti del sistema

#### Il rack perfetto

- > Semplice! Il sistema comprende solo due rack (piccolo e grande) per una minore complessità
- > I rack piccoli vengono utilizzati con puntali di volume da 10 μl a 300 μl; i rack grandi per puntali di volume da 1000 μl e 1250 μl
- > Semplice e veloce identificazione dei puntali grazie alla codifica colori dei wafer e alle informazioni stampate a laser immediatamente visibili
- > Impilabile
- > Riutilizzabile
- > Autoclavabile

#### Il refill intelligente

- > Il nuovo Refill è diviso in due parti separate, singolarmente confezionate, di cinque wafer.
- > Completamente sigillati, i puntali rimangono al sicuro da ogni contaminazione grazie al solido coperchio superiore e agli spaziatori
- > Design economico e salvaspazio
- > Autoclavabile quando inserito nel rack

#### Il Sacchetto Self-standing

- > Self-standing per un accesso più semplice ed uno stoccaggio più comodo
- > Banda di apertura facilmente visibile e preforata
- > Chiusura a zip richiudibile per una conservazione senza rischio di contaminazioni
- > Sacchetto in polietilene riciclabile
- > Economico ideale per laboratori didattici o lavori non critici

#### **Lo Stack Rack Compatto**

- > Design di nuova progettazione con una base più ampia per una stabilità eccezionale
- > Coperchio trasparente per tenere i puntali protetti quando non utilizzati
- > 960 puntali per l'high throughput, ideale per gli utenti con multicanali
- > L'intero Stack Rack è autoclavabile e riciclabile

#### Il Filter Refill unico

- > Un nuovo sistema, economico ed ecologico, di refill per puntali con filtro TipOne®
- > Veloce, semplice e sicuro: i puntali con filtro vengono ricaricati senza dover rimuovere il guscio superiore ed inferiore, garantendo quindi la ricarica veloce e sicura senza compromettere la sterilità.
- > L'uso dei refill per i puntali con filtro sotto cappa e workstation PCR permette di risparmiare spazio prezioso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







> Il sistema di refill non permette solo di diminuire gli sprechi, ma i gusci inferiori sono anche impilabili, così anche i rifiuti occupano meno spazio

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Rack (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Rack × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Rack × 96 Puntali)	S1113-1800
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Racks (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1113-1800-C
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Racks (sterili) Sterile: Si Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1113-1810
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Racks (sterili), confezione Sterile: Si Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1113-1810-C
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Refills (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1113-1700

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Refills (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1113-1700-C
<b>→</b>	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente Refills (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1113-1710
<b>=</b>	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente Refills, (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)	S1113-1710-C
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Rack impilabile (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)	S1113-1200
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Rack impilabili (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)	S1113-1200-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.







NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Sacchetto (non sterili) Sterile: No Confezione: 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1113-1000
	200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente, Sacchetto (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1113-1000-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

