



200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente



Punti salienti

- Graduati a 10 µl, 50 µl e 100 µl
- La punta UltraPoint® contribuisce a prevenire la ritenzione del campione
- Fissaggio universale. Un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per adattarsi a tutte le pipette più diffuse.
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Dispensazione di liquidi

Miscelazione di liquidi

Dispensazione in piastre e tubi di reazione

Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	1,0 - 200 µl
Volume	200 µl
Tipo di punta	UltraPoint®
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	Sì
Colore	Trasparente

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Transparente

Sperimenta senza tanti sforzi la vera precisione con i puntali [TipOne®](#)

Migliora il lavoro quotidiano in laboratorio con i puntali [TipOne®](#)! Approfitta di un pipettaggio sempre preciso e affidabile, senza più sprechi di campioni o frustranti problemi in termini di adattamento. I puntali [TipOne®](#) sono compatibili con tutte le [pipette](#) più comunemente utilizzate e permettono di raggiungere sempre ogni giorno risultati accurati e affidabili.

Perché TipOne® migliora i laboratori:

adattamento universale dei puntali: rendi più semplici il banco e l'inventario. Il collare dei puntali TipOne® è progettato per adattarsi a tutte le [pipette](#) più comunemente utilizzate, senza alcuna perdita di accuratezza o precisione.

Fatti per garantire una certa precisione: grazie a un'attenta progettazione da parte di tecnici esperti e all'uso di materiali vergini di alta qualità, i puntali offrono una precisione costante per consentire di ottenere risultati affidabili e ridurre costose rilavorazioni.

Pura qualità: i puntali TipOne® sterili sono validati in conformità alla norma EN ISO 11137-2:2007. Tutti i puntali TipOne® sono certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.

Imballaggio flessibile:

in rack: i robusti rack riutilizzabili rimangono stabili sul banco. Effettua rapidamente una ricarica con i refill TipOne®, riducendo i rifiuti di plastica e i relativi costi. Sono disponibili opzioni sterili

. Refill: carica i puntali nei rack con pochi semplici passaggi. I refill sono disponibili sterili o non sterili e consentono di ridurre i rifiuti di plastica (e i relativi costi).

Stack Rack: gestisci esperimenti di grandi dimensioni senza fatica: procedi con una dispensazione con 960 puntali da un'unica unità compatta, perfetta per [pipette](#) multicanale e flussi di lavoro impegnativi. Sono disponibili opzioni sterili.

Sfusi: per l'insegnamento o il lavoro di routine, fai scorta di puntali di qualità a prezzi accessibili. Forniti in comode buste richiudibili.

. Unisciti a un affascinante viaggio verso un pipettaggio sostenibile!

Riduci i rifiuti di plastica del laboratorio! I rack TipOne® e i componenti del sistema di refill utilizzano materiali riciclati e sono completamente riciclabili (tranne la pellicola termoretraibile, la busta sfusa e i puntali) tramite il servizio di riciclaggio TipOne®.











Raccoglieremo la plastica TipOne® usata, la ricicleremo e utilizzeremo la plastica riciclata per realizzare altri prodotti TipOne®. Non è più necessario indovinare se o come il riciclo da parte tua sia riutilizzato: TipOne® chiude il cerchio per te!

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it













Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Rack (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Rack × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Rack × 96 Puntali)	S1113-1800
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Racks (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1113-1800-C
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Racks (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1113-1810
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Racks (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1113-1810-C
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Refills (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1113-1700

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it







NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Refills (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1113-1700-C
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente Refills (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1113-1710
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente Refills, (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)	S1113-1710-C
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Rack impilabile (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	960 Puntali (1 Rack impilabile × 960 Puntali)	S1113-1200
 <p>200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Rack impilabili (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	9.600 Puntali (10 Rack impilabili × 960 Puntali)	S1113-1200-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Sacchetto (non sterili) Sterile: No Confezione: 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1113-1000
 200 µl Puntale UltraPoint® graduato TipOne®, Trasparente, Sacchetto (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	25.000 Puntali (25 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1113-1000-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it