



Provette da 1,2 ml in rack, blu



Punti salienti

- Griglia di riferimento sul coperchio.
- Adatte per un uso fino a -80 °C
- Prodotto non sterile certificato RNase e DNase free
- Prodotto sterile certificato RNase, DNase, DNA e pyrogen free

Applicazioni del prodotto

Diluzione del campione e/o miscelazione prima del trasferimento nelle micropiastre

HTLV-III testing

RIA & EIA

PCR

Controllo qualità farmaceutica

Stoccaggio in ultracongelatore per campioni di sangue

Trasporto di campioni e reagenti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	960 Provettes (10 Racks × 96 Provettes)
Dimensioni (L × P × A)	85 mm × 127 mm × 41 mm
Dimensioni (L × P)	85 mm × 127 mm
Volume	1.2 ml
DNase free	Sì
RNase free	Sì
Colore	Blu
Temperatura di utilizzo	-80 °C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Provette da 1,2 ml in rack, blu

Un robusto rack con lo stesso formato di una piastra standard, contenente 96 provette da 1,2 ml. Ogni tubo può sopportare la pressione esercitata da sistemi robotizzati grazie alla base rinforzata. La base del rack è facilmente removibile per applicazioni in bagnetti.



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Provette da 1,2 ml in rack, blu (non sterili) Sterile: No  Crea scheda tecnica PDF	960 Provette (10 Racks × 96 Provette)	I1412-7400
	Provette da 1,2 ml in rack, blu (sterili) Sterile: Sì  Crea scheda tecnica PDF	960 Provette (10 Racks × 96 Provette)	I1412-7410

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it