



Sistema filtrante completo, 0,22 µm, 500 ml



Punti salienti

- Dimensione dei pori: 0,22 µm
- Sistema completo
- Intervallo di temperatura: da -20°C a +50 C°
- Sterile SAL10⁻⁶ (ISO11137)/durata a scaffale di 3 anni
- Privi di RNase, DNase e apirogeni

Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	CC8221-5226
Confezione	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)
Sterile	Sì
Volume	500 ml
Privo di endotossine	Sì
Privo di metalli pesanti	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Assenza di citotossicità	Sì
Dimensione pori	0.22 µm
Sistema	Sistema completo

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Sistema filtrante completo, 0,22 µm, 500 ml

SPALANCATO!













I sistemi di filtrazione per bottiglie con una base ampia per maggiore stabilità, un tappo per bottiglia facilmente accessibile per un uso efficiente e coperchi per bottiglie aggiuntive hanno grandi zigrinature per un facile allentamento o serraggio. L'intelligente connettore del tubo è progettato per adattarsi a diversi diametri di tubo. Tutti i prodotti sono creati in una camera bianca classe 100.000 e vengono stampati con il numero di lotto per una facile tracciabilità.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Sistema Filtrante Completo, 0,22µm, 150ml Dimensione pori: 0.22 µm Volume: 150 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-3226
 Sistema filtrante completo, 0,22 µm, 250 ml Dimensione pori: 0.22 µm Volume: 250 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-4226
 Sistema filtrante completo, 0,22 µm, 500 ml Dimensione pori: 0.22 µm Volume: 500 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-5226
 Sistema filtrante completo, 0,22 µm, 1000 ml Dimensione pori: 0.22 µm Volume: 1000 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-6226
 Sistema filtrante completo, 0,45 µm, 150 ml Dimensione pori: 0.45 µm Volume: 150 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-3456
 Sistema filtrante completo, 0,45 µm, 250 ml Dimensione pori: 0.45 µm Volume: 250 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-4456

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Sistema filtrante completo, 0,45 µm, 500 ml Dimensione pori: 0.45 µm Volume: 500 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-5456
	Sistema filtrante completo, 0,45 µm, 1000 ml Dimensione pori: 0.45 µm Volume: 1000 ml  Crea scheda tecnica PDF	12 Pezzi (1 Scatola × 12 Pezzi)	CC8221-6456

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it