



Recipienti di reazione TubeOne®, 2,0 ml



Punti salienti

- Velocità massima stimata fino a 20.000 x g o superiore in condizioni ottimali
- I recipienti restano sigillati durante la bollitura, il congelamento o la centrifuga
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- I tappi presentano una zona di guarnizione estesa per una tenuta sicura
- Graduazioni facili da leggere
- Zona smerigliata per la scrittura su un lato
- Autoclavabili
- Realizzati in polipropilene vergine puro al 100%
- Forniti in buste risigillabili

Applicazioni del prodotto

Preparazione dei campioni

Centrifugazione

Bollitura o congelamento dei campioni

Conservazione dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Volume	2.0 ml
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di metalli pesanti	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Temperatura di utilizzo	Da -80 °C a 121 °C
g-Force max.	20,000 x g

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Recipienti di reazione TubeOne®, 2,0 ml









I recipienti di reazione Starlab TubeOne® da 2,0 ml proteggono i vostri campioni dall'evaporazione, dalle perdite, dall'apertura accidentale o dalla rottura durante la bollitura, il congelamento, la centrifuga e altri passaggi di protocollo critici. Realizzati in polipropilene puro al 100%, i recipienti TubeOne® non contengono additivi di processo come agenti sciolanti, biocidi o agenti antistatici; i vostri campioni restano protetti da potenziali contaminanti bioattivi.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni


NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Provette per microcentrifuga TubeOne® 2,0 mL, naturale Colore: Trasparente Confezione: 500 Provette (1 Sacchetto × 500 Provette)  Crea scheda tecnica PDF	500 Provette (1 Sacchetto × 500 Provette)	S1620-2700
 Provette per microcentrifuga TubeOne® 2,0 mL, naturale Colore: Trasparente Confezione: 15.000 Provette (30 Sacchetto × 500 Provette)  Crea scheda tecnica PDF	15.000 Provette (30 Sacchetto × 500 Provette)	S1620-2700-C
 Provette per microcentrifuga TubeOne® 2,0 mL, assortite Colore: Mix Confezione: 500 Provette (5 Sacchetto × 100 Provette)  Crea scheda tecnica PDF	500 Provette (5 Sacchetto × 100 Provette)	S1620-2799
 Provette per microcentrifuga TubeOne® 2,0 mL, assortite, scatola (non sterili) Colore: Mix Confezione: 12.000 Provette (24 Sacchetto × 500 Provette)  Crea scheda tecnica PDF	12.000 Provette (24 Sacchetto × 500 Provette)	S1620-2799-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Cap Lock per provette per microcentrifuga da 1,5 / 2,0 mL	100 Pezzi (1 Sacchetto × 100 Pezzi)	I1415-1508

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it