




## Scatola per la conservazione di provette da 5,0 ml, blu



### Punti salienti

- Scatola da 25 posti per la conservazione di provette per centrifuga da 5,0 ml
- Coperchio trasparente con griglia di riferimento stampata per una più facile identificazione dei campioni
- Il coperchio dotato di chiave a un senso impedisce uno scambio dei campioni
- Le valvole di sfiato riducono al minimo la formazione di condensa
- Base con fori di scolo
- Impilabile
- Temperatura di utilizzo: da -90 °C a 80 °C
- Dimensioni (LxPxA): 133 x 133 x 67 mm (con coperchio)
- Copertura in polistirene / base in polistirene ad alto impatto

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	E2325-5021
Dimensioni (L x P x A)	133 mm x 133 mm x 67 mm
Dimensioni (L x P)	133 mm x 133 mm
Autoclavabile	No
Confezione	3 Pezzi (1 Confezione x 3 Pezzi)
Materiale	Polistirene
Colore	Blu

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Scatola per la conservazione di provette da 5,0 ml, blu

Scatola da 25 posti impilabile per la conservazione delle vostre provette per centrifuga da 5,0 ml. Il coperchio trasparente è dotato di una griglia di riferimento stampata per una facile identificazione dei campioni. Le valvole di sfiato riducono al minimo la formazione di condensa e i fori di scolo nella base agevolano la rimozione del coperchio dopo il congelamento. Adatta per l'uso a temperature fino a -90 °C.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)