



## Tappi per provette per centrifuga da 5,0 ml



### Punti salienti

- Tappo a vite a prova di perdite a 3/4 di giro
- Da utilizzare con provette per centrifuga da 5,0 ml con tappo a vite
- Assenza di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Temperatura di utilizzo: da -196 °C a 100 °C
- Velocità di centrifugazione: 25.000 x g
- Centro del tappo con area "a membrana" per una facile perforazione con un ago
- Realizzazione in polietilene ad alta densità
- Tappi non autoclavabili

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	No
Confezione	200 Pezzi (2 Sacchetto × 100 Pezzi)
Materiale	Polietilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Bianco
g-Force max.	25.000 x g

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Tappo a vite standard per provette da 5,0 ml, bianco</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo a vite standard  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	200 Pezzi (2 Sacchetto × 100 Pezzi)	E1450-5060
 <a href="#">Tappo a vite attaccato per provette da 5 ml, bianco</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo a vite tethered  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	200 Pezzi (2 Sacchetto × 100 Pezzi)	E1450-5080

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)