



## Rack da 24 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x6)



### Punti salienti

- 24 posti (4 in profondità x 6 in altezza)
- Da utilizzare con tutte le scatole standard fino a 136 x 136 x 53 mm
- I rack con accesso frontale per l'uso in ultracongelatori verticali possiedono cassetti dotati di maniglia
- In acciaio inossidabile (85%)
- Produzione in uno stabilimento alimentato al 100% con fonti di energia rinnovabile
- Cod. articolo inciso su ogni rack per facilitare il riordino

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	E6001-0046
Dimensioni (L x P x A)	140 mm x 569 mm x 337 mm
Dimensioni (L x P)	140 mm x 569 mm
Confezione	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)
Tipo rack	Rack per ultracongelatori verticali
Materiale	Acciaio inossidabile
Posti	24 ( 4 deep x 6 high)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Rack da 24 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x6)















Rack per ultracongelatori verticali da utilizzare con tutte le scatole standard fino a 136 x 136 x 53 mm. Tenere in ordine l'ultracongelatore e ottimizzare lo spazio di conservazione significa utilizzare in modo efficiente l'energia. I rack con ripiani estraibili offrono la comodità di un accesso rapido ai campioni senza dover rimuovere un rack dall'ultracongelatore.

Con questi rack sono adatte le seguenti scatole:

- StarStore 81, StarStore 49, StarStore
- scatole in cartone da 50 mm di altezza
- scatole da 81 e 100 alloggiamenti per la conservazione criogenica
- StarRack 64



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Rack da 9 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (3x3)</a> <b>Posti:</b> 9 ( 3 deep x 3 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0033
 <a href="#">Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (3x4)</a> <b>Posti:</b> 12 ( 3 deep x 4 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0034
 <a href="#">Rack da 15 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (3x5)</a> <b>Posti:</b> 15 ( 3 deep x 5 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0035
 <a href="#">Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x3)</a> <b>Posti:</b> 12 ( 4 deep x 3 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0043
 <a href="#">Rack da 16 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x4)</a> <b>Posti:</b> 16 ( 4 deep x 4 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0044
 <a href="#">Rack da 20 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x5)</a> <b>Posti:</b> 20 ( 4 deep x 5 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0045
 <a href="#">Rack da 24 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x6)</a> <b>Posti:</b> 24 ( 4 deep x 6 high)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0046

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Rack da 28 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x7)</a> <b>Posti:</b> 28 ( 4 deep x 7 high)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0047

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)