



Rack per congelatori verticali per box di stoccaggio StarStore 100



Punti salienti

- I rack con accesso frontale per l'uso in congelatori verticali sono dotati di cassetti provvisti di maniglia
- Per l'uso con box di stoccaggio StarStore 100 (140 x 155 x 55 mm)
- La tecnologia di taglio laser garantisce unità di alta qualità senza bordi affilati
- Realizzato per l'85% in acciaio inox
- Prodotti in uno stabilimento alimentato al 100% con energia sostenibile
- Cod. articolo inciso su ciascun rack per un facile riordinamento

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Tipo rack	Rack per ultracongelatori verticali
Materiale	Acciaio inossidabile

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Rack per congelatori verticali per box di stoccaggio StarStore 100

Rack per congelatori verticali destinati all'uso con le nostre famose box di stoccaggio StarStore 100 (o altre box di stoccaggio fino a 140x155x55 mm). Mantenere il congelatore ordinato e ottimizzare lo spazio di stoccaggio è un modo efficiente di utilizzare l'energia. I rack con ripiani estraibili offrono un comodo e rapido accesso ai vostri campioni, senza dover rimuovere il rack dal congelatore.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Rack da 9 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili per StarStore 100 Posti: 9 (3 deep x 3 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0133
 Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili per StarStore 100 Posti: 12 (3 deep x 4 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0134
 Rack da 16 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili per StarStore 100 Posti: 16 (4 deep x 4 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0144

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it