



## Rack per ultracongelatori verticali per Storage Box standard



### Punti salienti

- I rack con accesso laterale per l'uso in congelatori verticali sono dotati di una maniglia sul lato anteriore
- Per l'uso con tutte le box di stoccaggio standard fino a 136 x 136 x 53 mm
- La tecnologia di taglio laser garantisce unità di alta qualità senza bordi affilati
- Realizzato per l'85% di materiali riciclati
- Prodotti in uno stabilimento alimentato al 100% con energia sostenibile
- Cod. articolo inciso su ciascun rack per un facile riordinamento

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Cod.      | Vedere le varianti                  |
| Tipo rack | Rack per ultracongelatori verticali |
| Materiale | Acciaio inossidabile                |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Rack per ultracongelatori verticali per Storage Box standard















Rack per congelatori verticali con accesso laterale per l'uso con tutte le box di stoccaggio standard fino a 136 x 136 x 53 mm. Mantenere il [congelatore](#) ordinato e ottimizzare lo spazio di stoccaggio è un modo efficiente di utilizzare l'energia.

Le seguenti box di stoccaggio sono adatte per l'uso con questi rack:

- StarStore 81, StarStore 49, StarStore
- Box di stoccaggio in cartone, altezza 50 mm
- Box per stoccaggio criogenico da 81 posti e da 100 posti
- StarRack 64



## Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO   | CONFEZIONE                 | COD.       |
|---|----------------------------|------------|
| <br><a href="#">Rack da 9 posti per ultracongelatore verticale (3x3)</a><br><b>Posti:</b> 9 (3 deep x 3 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>       | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0033 |
| <br><a href="#">Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale (3x4)</a><br><b>Posti:</b> 12 (3 deep x 4 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>     | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0034 |
| <br><a href="#">Rack da 15 posti per ultracongelatore verticale (3x5)</a><br><b>Posti:</b> 15 (3 deep x 5 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>     | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0035 |
| <br><a href="#">Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale (4x3)</a><br><b>Posti:</b> 12 (4 deep x 3 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0043 |
| <br><a href="#">Rack da 16 posti per ultracongelatore verticale (4x4)</a><br><b>Posti:</b> 16 (4 deep x 4 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0044 |
| <br><a href="#">Rack da 20 posti per ultracongelatore verticale (4x5)</a><br><b>Posti:</b> 20 (4 deep x 5 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0045 |
| <br><a href="#">Rack da 24 posti per ultracongelatore verticale (4x6)</a><br><b>Posti:</b> 24 (4 deep x 6 high)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo) | E6000-0046 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)