



Rack per ultracongelatori verticali per scatole standard (ripiani estraibili)



Punti salienti

- I rack con un accesso frontale, da utilizzare con gli ultracongelatori verticali, sono dotati di cassetti con maniglia.
- Da utilizzare con tutte le scatole standard fino a 136 x 136 x 53 mm
- La tecnologia di taglio al laser consente di ottenere unità di alta qualità senza spigoli vivi.
- In acciaio inossidabile (85%)
- Produzione in uno stabilimento alimentato al 100% con fonti di energia rinnovabile
- Cod. articolo inciso su ogni rack per facilitare il riordino

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Tipo rack	Rack per ultracongelatori verticali
Materiale	Acciaio inossidabile

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Rack per ultracongelatori verticali per scatole standard (ripiani estraibili)















Rack per ultracongelatori verticali da utilizzare con tutte le scatole standard fino a 136 x 136 x 53 mm. Tenere in ordine l'ultracongelatore e ottimizzare lo spazio di conservazione significa utilizzare in modo efficiente l'energia. I rack con ripiani estraibili offrono la comodità di un accesso rapido ai campioni senza dover rimuovere un rack dall'ultracongelatore.

Con questi rack sono adatte le seguenti scatole:

- StarStore 81, StarStore 49, StarStore
- scatole in cartone da 50 mm di altezza
- scatole da 81 e 100 alloggiamenti per la conservazione criogenica
- StarRack 64





Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Rack da 9 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (3x3) Posti: 9 (3 deep x 3 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0033
 Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (3x4) Posti: 12 (3 deep x 4 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0034
 Rack da 15 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (3x5) Posti: 15 (3 deep x 5 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0035
 Rack da 12 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x3) Posti: 12 (4 deep x 3 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0043
 Rack da 16 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x4) Posti: 16 (4 deep x 4 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0044
 Rack da 20 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x5) Posti: 20 (4 deep x 5 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0045
 Rack da 24 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x6) Posti: 24 (4 deep x 6 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0046

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Rack da 28 posti per ultracongelatore verticale, ripiani estraibili (4x7) Posti: 28 (4 deep x 7 high)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Rack x 1 Pezzo)	E6001-0047

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it