



## Microprovette con tappi tethered a vite Trasparente (Sterile)



### Punti salienti

- Sottoposte periodicamente a test a 20.000 x g
- Sterili e certificate prive di RNasi, DNasi, DNA, inibitori della PCR ed endotossine.
- Le provette sono fornite con tappi tethered trasparenti preassemblati.
- Il design del tappo tethered assicura che il tappo sia sempre attaccato.
- Provetta in polipropilene (PP)

## Applicazioni del prodotto

Adatte per numerose applicazioni dallo stoccaggio di campioni in vapori d'azoto alla fase di congelamento, dall'ebollizione all'autoclave

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cod.                         | Vedere le varianti                         |
| Sterile                      | Sì   |
| Autoclavabile                | No   |
| Confezione                   | 250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes) |
| Stile tappo                  | Tappo trasparente tethered                 |
| Materiale                    | Polipropilene                              |
| Privo di DNA                 | Sì   |
| DNase free                   | Sì   |
| Privo di endotossine         | Sì   |
| Privo di inibitori della PCR | Sì   |
| RNase free                   | Sì   |
| g-Force max.                 | 20,000 x g                                 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Microprovette con tappi tethered a vite Trasparente (Sterile)

### Provette e tappi sterili assemblati











Gamma di microprovette sterili e preassemblate, disponibile con una varietà di tappi diversi. Fornite in pratiche minibuste risigillabili posizionabili sul banco. Adatte per numerose applicazioni dallo stoccaggio di campioni in vapori d'azoto alla fase di congelamento e all'ebollizione.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO   | CONFEZIONE                                 | COD.       |
|---|--|------------|
| <br><a href="#">Provetta con tappo a vite Tethered da 0,5 ml, liscia, con bordo, trasparente (sterile)</a><br><b>Volume:</b> 0.5 ml<br><b>Base della provetta:</b> Bordato<br><b>Stile tubo:</b> Liscia<br><br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>     | 250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes) | E1405-2142 |
| <br><a href="#">Provetta conica da 1,5 ml, graduata, tappo a vite Tethered trasparente (sterile)</a><br><b>Volume:</b> 1.5 ml<br><b>Base della provetta:</b> Conico<br><b>Stile tubo:</b> Graduata<br><br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>          | 250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes) | E1415-2232 |
| <br><a href="#">Provetta da 1,5 ml, liscia, con bordo, tappo a vite Tethered trasparente (sterile)</a><br><b>Volume:</b> 1.5 ml<br><b>Base della provetta:</b> Bordato<br><b>Stile tubo:</b> Liscia<br><br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>      | 250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes) | E1415-2242 |
| <br><a href="#">Provetta conica da 2,0 ml, graduata, tappo a vite Tethered trasparente (sterile)</a><br><b>Volume:</b> 2.0 ml<br><b>Base della provetta:</b> Conico<br><b>Stile tubo:</b> Graduata<br><br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>      | 250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes) | E1420-2332 |
| <br><a href="#">Provetta da 2,0 ml, graduata, con bordo, tappo a vite Tethered trasparente (sterile)</a><br><b>Volume:</b> 2.0 ml<br><b>Base della provetta:</b> Bordato<br><b>Stile tubo:</b> Graduata<br><br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes) | E1420-2342 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)