



## Microprovette con tappi a vite EasyGrip Bianco/Colorato (Sterile)



### Punti salienti

- Sottoposte periodicamente a test a 20.000 x g
- Sterili e certificate prive di RNasi, DNasi, DNA, inibitori della PCR ed endotossine.
- Provette già assemblate con tappi EasyGrip trasparenti con grip/O-ring bianco integrato.
- La struttura in un solo pezzo dei tappi EasyGrip assicura una tenuta a prova di perdite
- Provetta in polipropilene (PP)

## Applicazioni del prodotto

Adatte per numerose applicazioni dallo stoccaggio di campioni in vapori d'azoto alla fase di congelamento, dall'ebollizione all'autoclave

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	Sì
Autoclavabile	No
Confezione	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)
Stile tappo	Bianchi/colorati – tappi EasyGrip
Materiale	Polietilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
g-Force max.	20,000 x g

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Microprovette con tappi a vite EasyGrip Bianco/Colorato (Sterile)

### Provette e tappi sterili assemblati











Gamma di microprovette sterili e preassemblate, disponibile con una varietà di tappi diversi. Fornite in pratiche minibuste risigillabili posizionabili sul banco. Adatte per numerose applicazioni dallo stoccaggio di campioni in vapori d'azoto alla fase di congelamento e all'ebollizione.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)















## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Provetta da 0,5 ml, liscia, con bordo, tappo a vite Easygrip bianco/blu (sterile)</a> <b>Volume:</b> 0.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Blu   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1405-0301
 <a href="#">Provetta da 0,5 ml, liscia, con bordo, tappo a vite Easygrip bianco/rosso (sterile)</a> <b>Volume:</b> 0.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Rosso   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1405-0304
 <a href="#">Provetta da 0,5ml, liscia, con bordo, tappo a vite Easygrip bianco/giallo (sterile)</a> <b>Volume:</b> 0.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Giallo   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1405-0306
 <a href="#">Provetta da 0,5 ml, liscia, con bordo, tappo a vite Easygrip bianco/verde (sterile)</a> <b>Volume:</b> 0.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Verde   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1405-0302
 <a href="#">Provetta conica da 1,5 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/blu (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Blu   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0301

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)















NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Provetta conica da 1,5 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/verde (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Verde   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0302
 <a href="#">Provetta conica da 1,5 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/rosso (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Rosso   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0304
 <a href="#">Provetta conica da 1,5 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/giallo (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Giallo   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0306
 <a href="#">Provetta da 1,5 ml, liscia, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/blu (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Blu   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0311
 <a href="#">Provetta da 1,5 ml, liscia, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/verde (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Verde   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0312
 <a href="#">Provetta da 1,5 ml, liscia, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/rosso (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Rosso   <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0314

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it









NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Provetta da 1,5 ml, liscia, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/giallo (sterile)</a> <b>Volume:</b> 1.5 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Giallo</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1415-0316
 <p><a href="#">Provetta conica da 2,0 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/blu (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Blu</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0301
 <p><a href="#">Provetta conica da 2,0 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/verde (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Verde</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0302
 <p><a href="#">Provetta conica da 2,0 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/rosso (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Rosso</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0304
 <p><a href="#">Provetta conica da 2,0 ml, graduata con tappo a vite Easygrip bianco/giallo (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Conico <b>Colore:</b> Giallo</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0306
 <p><a href="#">Provetta da 2,0 ml, graduata, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/blu (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Blu</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0311

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Provetta da 2,0 ml, graduata, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/verde (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Verde</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0312
 <p><a href="#">Provetta da 2,0 ml, graduata, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/rosso (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Rosso</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0314
 <p><a href="#">Provetta da 2,0 ml, graduata, con bordo, con tappo a vite Easygrip bianco/giallo (sterile)</a> <b>Volume:</b> 2.0 ml <b>Base della provetta:</b> Bordato <b>Colore:</b> Giallo</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	250 Provettes (5 Sacchetto × 50 Provettes)	E1420-0316

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)