



## Tappi EasyGrip per microprovette con tappo a vite



### Punti salienti

- La struttura in un solo pezzo dei tappi EasyGrip assicura una tenuta a prova di perdite.

## Applicazioni del prodotto

Per l'uso con provette con tappo a vite di STARLAB

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Confezione	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)
Stile tappo	Bianchi/colorati – tappi EasyGrip
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Tappi EasyGrip per microprovette con tappo a vite

### Mix & match – provette e tappi!

















Gamma di tappi a vite per l'uso con le microprovette di STARLAB. Disponibili nelle tre varianti standard, tethered e EasyGrip, nonché in diversi colori per le vostre esigenze di codifica. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Tappo Easygrip, trasparente/bianco</a> Colore: Trasparente  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0300
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/blu</a> Colore: Blu  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0301
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/verde</a> Colore: Verde  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0302
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/arancio</a> Colore: Arancione  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0303
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/rosso</a> Colore: Rosso  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0304
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/viola</a> Colore: Lilla  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0305
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/giallo</a> Colore: Giallo  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0306
 <a href="#">Tappo Easy Grip, bianco/bianco</a> Colore: Bianco  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0309

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Tappi Easy Grip, assortiti</a> Colore: Mix  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0399

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)