



Tappi per microprovette con tappo a vite



Punti salienti

Applicazioni del prodotto

Per un uso con le provette con tappo a vite STARLAB

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it













Maggiori informazioni su Tappi per microprovette con tappo a vite

Mischia e accoppia - provette e tappi!

Una gamma di tappo a vite da utilizzare con le microprovette con tappo a vite di STARLAB. Disponibili in tre varianti, standard, tethered ed EasyGrip, e in una varietà di colori a seconda delle esigenze con codici colorati. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNase, DNase, DNA e di inibitori della PCR.















Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, trasparenti Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Transparente  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0100
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, blu Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0101
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, verde Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0102
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, arancio Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0103
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, rosso Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0104

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, viola Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0105
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, giallo Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0106
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, ambra Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Amber  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0107
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, nero Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Nero  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0108
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, bianco Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Bianco  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0109
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, assortiti Confezione: 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) Colore: Mix  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0199

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it