



## Tappi tethered per microprovette con tappo a vite



### Punti salienti

- Il design del tappo tethered assicura che il tappo sia sempre attaccato alla provetta.

## Applicazioni del prodotto

Per l'uso con provette con tappo a vite di Starlab

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Cod.                         | Vedere le varianti    |
| Sterile                      | No                    |
| Autoclavabile                | Sì                    |
| Stile tappo                  | Tappo a vite tethered |
| Materiale                    | Polipropilene         |
| Privo di DNA                 | Sì                    |
| DNase free                   | Sì                    |
| Privo di endotossine         | Sì                    |
| Privo di inibitori della PCR | Sì                    |
| RNase free                   | Sì                    |
| Colore                       | Vari                  |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)

















## Maggiori informazioni su Tappi tethered per microprovette con tappo a vite

### Mix & match – provette e tappi!

Gamma di tappi a vite per l'uso con le microprovette di STARLAB. Disponibili nelle tre varianti standard, tethered e EasyGrip, nonché in diversi colori per le vostre esigenze di codifica. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR.











## Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO  | CONFEZIONE                          | COD.       |
|--|-------------------------------------|------------|
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, blu</a><br><b>Colore:</b> Blu<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>                     | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0201 |
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, verde</a><br><b>Colore:</b> Verde<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>                 | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0202 |
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, arancio</a><br><b>Colore:</b> Arancione<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>          | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0203 |
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, trasparente</a><br><b>Colore:</b> Trasparente<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0200 |
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, rosso</a><br><b>Colore:</b> Rosso<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>             | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0204 |
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, viola</a><br><b>Colore:</b> Lilla<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>             | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0205 |
| <br><a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, giallo</a><br><b>Colore:</b> Giallo<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>           | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0206 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



| NOME DEL PRODOTTO  |   | CONFEZIONE                          | COD.       |
|--|---|-------------------------------------|------------|
|   | <a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, ambra</a><br><b>Colore:</b> Amber                            | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0207 |
|  |  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>   |                                     |            |
|   | <a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, nero</a><br><b>Colore:</b> Nero                              | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0208 |
|  |  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>   |                                     |            |
|   | <a href="#">Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, bianco</a><br><b>Colore:</b> Bianco                          | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0209 |
|  |  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>   |                                     |            |
|  | <a href="#">Tappi Tethered per microprovette con tappo a vite, assortiti</a><br><b>Colore:</b> Mix                          | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0299 |
|  |  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> |                                     |            |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)