



Tappi tethered per microprovette con tappo a vite



Punti salienti

- Il design del tappo tethered assicura che il tappo sia sempre attaccato alla provetta.

Applicazioni del prodotto

Per l'uso con provette con tappo a vite di Starlab

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Cod. | Vedere le varianti |
| Sterile | No |
| Autoclavabile | Sì |
| Stile tappo | Tappo a vite tethered |
| Materiale | Polipropilene |
| Privo di DNA | Sì |
| DNase free | Sì |
| Privo di endotossine | Sì |
| Privo di inibitori della PCR | Sì |
| RNase free | Sì |
| Colore | Vari |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Tappi tethered per microprovette con tappo a vite

Mix & match – provette e tappi!















Gamma di tappi a vite per l'uso con le microprovette di STARLAB. Disponibili nelle tre varianti standard, tethered e EasyGrip, nonché in diversi colori per le vostre esigenze di codifica. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it











Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|--|-------------------------------------|------------|
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, blu Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0201 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, verde Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0202 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, arancio Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0203 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, trasparente Colore: Trasparente  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0200 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, rosso Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0204 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, viola Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0205 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, giallo Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0206 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|-------------------------------------|------------|
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, ambra Colore: Amber  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0207 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, nero Colore: Nero  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0208 |
|  Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, bianco Colore: Bianco  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0209 |
|  Tappi Tethered per microprovette con tappo a vite, assortiti Colore: Mix  Crea scheda tecnica PDF | 500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi) | E1480-0299 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it