



Tappi tethered per microprovette con tappo a vite



Punti salienti

- Il design del tappo tethered assicura che il tappo sia sempre attaccato alla provetta.

Applicazioni del prodotto

Per l'uso con provette con tappo a vite di Starlab

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Stile tappo	Tappo a vite tethered
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Tappi tethered per microprovette con tappo a vite

Mix & match – provette e tappi!















Gamma di tappi a vite per l'uso con le microprovette di STARLAB. Disponibili nelle tre varianti standard, tethered e EasyGrip, nonché in diversi colori per le vostre esigenze di codifica. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e inibitori della PCR.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it











Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, blu Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0201
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, verde Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0202
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, arancio Colore: Arancione  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0203
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, trasparente Colore: Trasparente  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0200
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, rosso Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0204
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, viola Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0205
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, giallo Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0206

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, ambra Colore: Amber  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0207
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, nero Colore: Nero  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0208
 Tappo Tethered per microprovette con tappo a vite, bianco Colore: Bianco  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0209
 Tappi Tethered per microprovette con tappo a vite, assortiti Colore: Mix  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0299

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it