



## Strip da 8 provette per PCR



### Punti salienti

- Realizzate in polipropilene di grado medicale
- Le provette possono essere divise facilmente in sezioni più piccole sganciando le strip
- Le pareti ultrasottili assicurano un efficiente trasferimento di calore e massima resa
- Prive di inibitori della PCR
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Autoclavabile
- Forniti in sacchetti richiudibili

## Applicazioni del prodotto

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Strip da 8 provette per PCR











Strip da 8 provette per PCR Una gamma di diversi tipi di tappi per strisce PCR, disponibili separatamente, consente di mescolare e abbinare provette e tappi in base alle proprie esigenze.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)





## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, Trasparente</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3500
 <a href="#">Strip da 8 provette PCR da 0,2 ml (scatola), trasparente</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 1.250 Strip di provette (10 Sacchetto × 125 Strip di provette)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.250 Strip di provette (10 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3500-C
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, Assortite</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Mix <b>Confezione:</b> 125 Strip di provette (5 Sacchetto × 25 Strip di provette)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Strip di provette (5 Sacchetto × 25 Strip di provette)	I1402-3508
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, Bianco</a> <b>Volume:</b> 0.2 ml <b>Colore:</b> Bianco <b>Confezione:</b> 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3509
 <a href="#">Strip da 8 provette per PCR da 0,1 ml, Low-Profile, Trasparente</a> <b>Volume:</b> 0.1 ml <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3600

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	<a href="#">Strip da 8 provette PCR da 0,1 ml, bianco</a>	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3609
	<b>Volume:</b> 0.1 ml		
	<b>Colore:</b> Bianco		
<b>Confezione:</b> 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)			
 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>			

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)