



Strip da 8 provette per PCR



Punti salienti

- Realizzate in polipropilene di grado medicale
- Le provette possono essere divise facilmente in sezioni più piccole sganciando le strip
- Le pareti ultrasottili assicurano un efficiente trasferimento di calore e massima resa
- Prive di inibitori della PCR
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Autoclavabile
- Forniti in sacchetti richiudibili

Applicazioni del prodotto

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Strip da 8 provette per PCR











Strip da 8 provette per PCR Una gamma di diversi tipi di tappi per [strisce PCR](#), disponibili separatamente, consente di mescolare e abbinare provette e tappi in base alle proprie esigenze.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it





Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, Trasparente Volume: 0.2 ml Colore: Trasparente Confezione: 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)  Crea scheda tecnica PDF	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3500
 Strip da 8 provette PCR da 0,2 ml (scatola), trasparente Volume: 0.2 ml Colore: Trasparente Confezione: 1.250 Strip di provette (10 Sacchetto × 125 Strip di provette)  Crea scheda tecnica PDF	1.250 Strip di provette (10 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3500-C
 Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, Assortite Volume: 0.2 ml Colore: Mix Confezione: 125 Strip di provette (5 Sacchetto × 25 Strip di provette)  Crea scheda tecnica PDF	125 Strip di provette (5 Sacchetto × 25 Strip di provette)	I1402-3508
 Strip da 8 provette per PCR da 0,2 ml, Bianco Volume: 0.2 ml Colore: Bianco Confezione: 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)  Crea scheda tecnica PDF	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3509
 Strip da 8 provette per PCR da 0,1 ml, Low-Profile, Trasparente Volume: 0.1 ml Colore: Trasparente Confezione: 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)  Crea scheda tecnica PDF	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3600

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>Strip da 8 provette PCR da 0,1 ml, bianco Volume: 0.1 ml Colore: Bianco Confezione: 125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	125 Strip di provette (1 Sacchetto × 125 Strip di provette)	I1402-3609

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it