



## Rack per criogenia



### Punti salienti

- Rack da 50 posti in polipropilene in a gamma 5x10 per provette per criogenia bordate
- Le provette bordate si agganciano nel rack per una facile rimozione del tappo con una sola mano
- Piedini antiscivolo in gomma
- Temperatura di utilizzo: da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 200 x 100 x 25 mm

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Confezione	4 Pezzi (4 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	200 mm × 100 mm × 25 mm
Dimensioni (L × P)	200 mm × 100 mm
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Colore	Vari
Posti	50

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Rack per criogenia

Rack in polipropilene da 50 posti in tre diversi colori per criovials. Le provette si agganciano al rack per semplificare la rimozione del tappo con una sola mano

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	<a href="#">Rack da 50 posti, Blu</a> <b>Colore:</b> Blu	4 Pezzi (1 Confezione × 4 Pezzi)	E2350-4001
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>		
	<a href="#">Rack da 50 posti, Rosso</a> <b>Colore:</b> Rosso	4 Pezzi (1 Confezione × 4 Pezzi)	E2350-4004
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>		
	<a href="#">Rack da 50 posti, Viola</a> <b>Colore:</b> Lilla	4 Pezzi (1 Confezione × 4 Pezzi)	E2350-4005
	 <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>		

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)