



Rack per criogenia



Punti salienti

- Rack da 50 posti in polipropilene in a gamma 5x10 per provette per criogenia bordate
- Le provette bordate si agganciano nel rack per una facile rimozione del tappo con una sola mano
- Piedini antiscivolo in gomma
- Temperatura di utilizzo: da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 200 x 100 x 25 mm

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P x A)	200 mm x 100 mm x 25 mm
Dimensioni (L x P)	200 mm x 100 mm
Autoclavabile	Sì
Confezione	4 Pezzi (4 Pezzi)
Materiale	Polipropilene
Colore	Vari
Posti	50

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Rack per criogenia

Rack in polipropilene da 50 posti in tre diversi colori per [criovials](#). Le provette si agganciano al rack per semplificare la rimozione del tappo con una sola mano

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Rack da 50 posti, Blu Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF	4 Pezzi (1 Confezione × 4 Pezzi)	E2350-4001
 Rack da 50 posti, Rosso Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	4 Pezzi (1 Confezione × 4 Pezzi)	E2350-4004
 Rack da 50 posti, Viola Colore: Lilla  Crea scheda tecnica PDF	4 Pezzi (1 Confezione × 4 Pezzi)	E2350-4005

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it