



## Provette per PCR da 0,5 ml



### Punti salienti

- Le provette per PCR sono prodotte in polipropilene
- Il 'click' conferma che la provetta è chiusa
- Le pareti ultrasottili assicurano un trasferimento termico efficiente e la massima resa.
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Prive di inibitori della PCR
- Vari colori per una classificazione dei campioni veloce
- Forniti in sacchetti richiudibili
- No inibizione di PCR

## Applicazioni del prodotto

PCR standard (PCR endpoint)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Volume	0.5 ml
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Adatto per PCR	sì
Adatto per Real-Time PCR (qPCR)	sì

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Provette per PCR da 0,5 ml











Le provette per PCR Starlab da 0,5 ml con tappi attaccati garantiscono una tenuta ottimale, riducendo al minimo la perdita di liquido per evaporazione. I tappi sono facili da aprire e chiudere e l'alto grado di adesione del tappo alla provetta riduce l'evaporazione del campione.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Provette per PCR da 0,5 ml, tappo a cupola, trasparenti (confezione)</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 10.000 Provettes (10 Sacchetto × 1000 Provettes)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	10.000 Provettes (10 Sacchetto × 1000 Provettes)	I1405-8200-C
 <a href="#">Provette per PCR da 0,5 ml, tappo piatto, trasparenti (confezione)</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo piatto <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 10.000 Provettes (10 Sacchetto × 1000 Provettes)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	10.000 Provettes (10 Sacchetto × 1000 Provettes)	I1405-8100-C
 <a href="#">Provette per PCR da 0,5 ml, tappo a cupola, trasparenti</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)	I1405-8200
 <a href="#">Provette per PCR da 0,5 ml, tappo piatto, assortite</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo piatto <b>Colore:</b> Mix <b>Confezione:</b> 1.000 Provettes (5 Sacchetto × 200 Provettes)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.000 Provettes (5 Sacchetto × 200 Provettes)	I1405-8108
 <a href="#">Provette per PCR da 0,5 ml, tappo piatto, trasparenti</a> <b>Stile tappo:</b> Tappo piatto <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.000 Provettes (1 Sacchetto × 1000 Provettes)	I1405-8100

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)