




## Strip da 8 tappi PCR



### Punti salienti

- Realizzate in polipropilene di grado medicale
- Le strip da 8 provette possono essere divise facilmente in sezioni più piccole sganciandole.
- Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- Forniti in sacchetti richiudibili

## Applicazioni del prodotto

PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di DNA umano	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
Privo di pirogeni	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari
Adatto per PCR	sì
Per l'utilizzo con	Provette e piastre per PCR

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)













## Maggiori informazioni su Strip da 8 tappi PCR

- › Strip di provette e tappi PCR realizzate in polipropilene di grado medicale
- › Le strip possono essere divise facilmente in sezioni più piccole sganciandole
- › Strip di tappi piatti ultra trasparenti adatte per qPCR
- › Fornite in buste risigillabili
- › Certificate prive di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni
- › Prive di inibitori della PCR







## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Strip da 8 tappi PCR, a cupola, Trasparente</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 125 Pezzi (1 Sacchetto × 125 Pezzi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Pezzi (1 Sacchetto × 125 Pezzi)	I1400-0800
 <a href="#">Strip da 8 tappi PCR, a cupola, Trasparente (conf. grande)</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 1.250 Pezzi (10 Sacchetto × 125 Pezzi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.250 Pezzi (10 Sacchetto × 125 Pezzi)	I1400-0800-C
 <a href="#">Strip da 8 tappi PCR, a cupola, Assortite</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola <b>Colore:</b> Mix <b>Confezione:</b> 125 Pezzi (5 Sacchetto × 25 Pezzi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Pezzi (5 Sacchetto × 25 Pezzi)	I1400-0808
 <a href="#">Strip da 8 tappi PCR, piatti (Xtra-Clear), Trasparente</a> <b>Stile tappo:</b> Piatto (Xtra-Clear) <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 125 Pezzi (1 Sacchetto × 125 Pezzi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	125 Pezzi (1 Sacchetto × 125 Pezzi)	I1400-0900
 <a href="#">Strip da 8 tappi PCR, piatti (Xtra-Clear), Trasparente (conf. grande)</a> <b>Stile tappo:</b> Piatto (Xtra-Clear) <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 1.250 Pezzi (10 Sacchetto × 125 Pezzi)  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1.250 Pezzi (10 Sacchetto × 125 Pezzi)	I1400-0900-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p><a href="#">Strip da 8 tappi a cupola, Perfect Seal, trasparenti</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola, perfect seal <b>Colore:</b> Trasparente <b>Confezione:</b> 125 Pezzi (1 Sacchetto × 125 Pezzi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	125 Pezzi (1 Sacchetto × 125 Pezzi)	I1400-0810
 <p><a href="#">Strip da 8 tappi a cupola, Perfect Seal, assortite</a> <b>Stile tappo:</b> A cupola, perfect seal <b>Colore:</b> Mix <b>Confezione:</b> 125 Pezzi (5 Sacchetto × 25 Pezzi)</p> <p> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a></p>	125 Pezzi (5 Sacchetto × 25 Pezzi)	I1400-0818

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: info@starlab.it