

Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, bianca, griglia da 81 posti



Punti salienti

- Rivestimento resistente all'umidità
- Griglia da 81 posti
- Per provette con un diametro massimo di 13 mm, ad es. Provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml, microprovette con tappo a vite e provette criogeniche da 1,2/2,0 ml con filetto interno
- Misura standard 133x133, per l'uso nella maggior parte delle unità rack per ultracongelatori
- Divisori rimovibili
- Prodotte in Germania, in uno stabilimento che utilizza energia rinnovabile

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E2023-8181
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Dimensioni (L × P × A)	133 mm × 133 mm × 53 mm
Dimensioni (L × P)	133 mm × 133 mm
Diametro max. tubo	13 mm
Autoclavabile	No
Materiale	Cartone rivestito
Colore	Bianco
Posti	81
Caratteristiche di sostenibilità	Prodotte in Germania, in uno stabilimento che utilizza energia rinnovabile. Realizzate in cartone riciclato al 100%. Riciclabili dopo l'uso.
Per l'utilizzo con	Provette con un diametro massimo di 13 mm, ad es. provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml, microprovette con tappo a vite e provette criogeniche da 1,2/2,0 ml con filetto interno

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, bianca, griglia da 81 posti

Le scatole di conservazione in cartone di Starlab sono realizzate in cartone riciclato al 100% di alta qualità e rivestito con una pellicola idrorepellente. Questa combinazione consente una conservazione sicura e affidabile a temperature estremamente basse. La misura standard di 133x133x53 mm rende le scatole compatibili con la maggior parte dei sistemi di rack per ultracongelatori in acciaio inossidabile. Le aree per le diciture sulla sommità e sui lati del coperchio rendono più semplice l'inventario e assicurano la visibilità delle scritte durante la conservazione in rack. Fornite preassemblate, con griglia rimovibile. Le scatole sono completamente riciclabili dopo l'uso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, bianca, griglia da 49 posti Posti: 49  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-4949
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, bianca, griglia da 81 posti Posti: 81  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-8181
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, bianca, griglia da 100 posti Posti: 100  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-3100

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it