



## Scatole di conservazione in cartone, standard 133 x 133, altezza 53 mm



### Punti salienti

- Rivestimento resistente all'umidità
- Misura standard 133x133, per l'uso nella maggior parte delle unità rack per ultracongelatori
- Divisori rimovibili
- Prodotte in Germania, in uno stabilimento che utilizza energia rinnovabile

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Cod.                             | Vedere le varianti   |
| Dimensioni (L x P x A)           | 133 mm x 133 mm x 53 mm  |
| Dimensioni (L x P)               | 133 mm x 133 mm  |
| Autoclavabile                    | No   |
| Materiale                        | Cartone rivestito  |
| Colore                           | Bianco   |
| Caratteristiche di sostenibilità | Prodotte in Germania, in uno stabilimento che utilizza energia rinnovabile.<br>Realizzate in cartone riciclato al 100%.<br>Riciclabili dopo l'uso. |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## **Maggiori informazioni su Scatole di conservazione in cartone, standard 133 x 133, altezza 53 mm**

Le scatole di conservazione in cartone di Starlab sono realizzate in cartone riciclato al 100% di alta qualità e rivestito con una pellicola idrorepellente. Questa combinazione consente una conservazione sicura e affidabile a temperature estremamente basse. La misura standard di 133x133x53 mm rende le scatole compatibili con la maggior parte dei sistemi di rack per ultracongelatori in acciaio inossidabile. Le aree per le diciture sulla sommità e sui lati del coperchio rendono più semplice l'inventario e assicurano la visibilità delle scritte durante la conservazione in rack. Fornite preassemblate, con griglia rimovibile. Le scatole sono completamente riciclabili dopo l'uso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)