




Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 50 mm



Punti salienti

- Rivestimento resistente all'umidità
- Intervallo di temperatura di utilizzo: da -140 °C alla temperatura ambiente
- Dimensioni standard 133x133, per l'uso nella maggior parte delle unità rack per ultracongelatori
- Superficie adatta per la scrittura
- Divisori rimovibili
- Riciclabili

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Dimensioni (L x P x A)	133 mm x 133 mm x 50 mm
Dimensioni (L x P)	133 mm x 133 mm
Autoclavabile	No
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola x 1 Pezzo)
Materiale	Cartone rivestito
Colore	Vari
Caratteristiche di sostenibilità	Realizzate in materiali biodegradabili provenienti da fonti responsabili. Riciclabili dopo l'uso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 50 mm











Le box di stoccaggio in cartone colorate di Starlab sono realizzate in cartone di alta qualità proveniente da fonti responsabili con un rivestimento resistente all'umidità, ma restano comunque facili da scrivere. Le dimensioni standard di 133x133x50 mm le rendono compatibili con la maggior parte dei rack per ultracongelatori. Queste scatole consentono una conservazione economica, ma allo stesso tempo sicura e affidabile a basse temperature. Disponibili in diversi colori per facilitare l'identificazione dei campioni tramite codifica colori. Fornite preassemblate, con griglia rimovibile. Le scatole sono completamente riciclabili dopo l'uso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it









Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 81 posti, gialla Posti: 81 Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-8106
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 81 posti, rossa Posti: 81 Colore: Rosso  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-8104
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 81 posti, verde Posti: 81 Colore: Verde  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-8102
 Scatole di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 81 posti, blu Posti: 81 Colore: Blu  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-8101
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 100 posti, gialla Posti: 100 Colore: Giallo  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-3106

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <p>Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 100 posti, rossa Posti: 100 Colore: Rosso</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-3104
 <p>Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 100 posti, verde Posti: 100 Colore: Verde</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-3102
 <p>Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 50 mm, griglia da 100 posti, blu Posti: 100 Colore: Blu</p> <p> Crea scheda tecnica PDF</p>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2023-3101

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it