




## Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 75 mm



### Punti salienti

- Rivestimento resistente all'umidità
- Intervallo di temperatura di utilizzo: da -140 °C alla temperatura ambiente
- Superficie adatta per la scrittura
- Divisori rimovibili
- Realizzate in materiali biodegradabili provenienti da fonti responsabili.
- Riciclabili

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Cod.                             | Vedere le varianti   |
| Dimensioni (L x P x A)           | 133 mm x 133 mm x 75 mm  |
| Dimensioni (L x P)               | 133 mm x 133 mm  |
| Autoclavabile                    | No   |
| Confezione                       | 1 Pezzo (1 Scatola x 1 Pezzo)  |
| Materiale                        | Cartone rivestito  |
| Colore                           | Bianco   |
| Caratteristiche di sostenibilità | Realizzate in materiali biodegradabili provenienti da fonti responsabili.<br>Riciclabili dopo l'uso. |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)











## **Maggiori informazioni su Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 75 mm**

Le box di stoccaggio in cartone con altezza di 75 mm di Starlab sono realizzate in cartone di alta qualità proveniente da fonti responsabili con un rivestimento resistente all'umidità, ma restano comunque facili da scrivere. Queste scatole consentono una conservazione economica, ma allo stesso tempo sicura e affidabile a basse temperature. Fornite preassemblate, con griglia rimovibile. Le scatole sono completamente riciclabili dopo l'uso.



## Tutte le variazioni

| NOME DEL PRODOTTO   | CONFEZIONE                      | COD.         |
|---|---------------------------------|--------------|
| <br><a href="#">Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 75 mm, griglia da 81 posti, bianca</a><br><b>Posti:</b> 81<br><b>Confezione:</b> 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>       | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)   | E2025-8181   |
| <br><a href="#">Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 75 mm, griglia da 49 posti, bianca</a><br><b>Posti:</b> 49<br><b>Confezione:</b> 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>       | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)   | E2025-4949   |
| <br><a href="#">Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 75 mm, griglia da 100 posti, bianca</a><br><b>Posti:</b> 100<br><b>Confezione:</b> 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a> | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)   | E2025-3100   |
| <br><a href="#">Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 75 mm, griglia da 100 posti, bianca, case</a><br><b>Posti:</b> 100<br><b>Confezione:</b> 36 Pezzo (1 Scatola × 36 Pezzo)<br> <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>  | 36 Pezzo (1 Scatola × 36 Pezzo) | E2025-3100-C |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)