



Tappi per microprovette con tappo a vite



Punti salienti

- Il design standard del tappo consente una chiusura semplice e sicura.

Applicazioni del prodotto

Per un uso con le provette con tappo a vite STARLAB

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	Vedere le varianti
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Confezione	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)
Stile tappo	Tappo a vite standard
Materiale	Polipropilene
Privo di DNA	Sì
DNase free	Sì
Privo di endotossine	Sì
Privo di inibitori della PCR	Sì
RNase free	Sì
Colore	Vari

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Tappi per microprovette con tappo a vite

Mischia e accoppia - provette e tappi!













Una gamma di tappo a vite da utilizzare con le microprovette con tappo a vite di STARLAB. Disponibili in tre varianti, standard, tethered ed EasyGrip, e in una varietà di colori a seconda delle esigenze con codici colorati. Sia i tappi che le provette sono autoclavabili e certificati privi di RNase, DNase, DNA e di inibitori della PCR.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it

















Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite Colore: Blu Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0111
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite Colore: Giallo Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0116
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite Colore: Verde Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0112
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite Colore: Lilla Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0115
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite Colore: Arancione Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0113
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite Colore: Rosso Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0114

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it











NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, nero Colore: Nero Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0108
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, bianco Colore: Bianco Trasparenza: Opaque  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0109
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, trasparenti Colore: Trasparente Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0100
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, blu Colore: Blu Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0101
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, verde Colore: Verde Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0102
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, arancio Colore: Arancione Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0103
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, rosso Colore: Rosso Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0104

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, viola Colore: Lilla Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0105
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, giallo Colore: Giallo Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0106
 Tappo standard per microprovette con tappo a vite, ambra Colore: Amber Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0107
 Tappi standard per microprovette con tappo a vite, assortiti Colore: Mix Trasparenza: Transluscent  Crea scheda tecnica PDF	500 Pezzi (1 Sacchetto × 500 Pezzi)	E1480-0199

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consensi di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it