


Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 75 mm, griglia da 100 posti, bianca, case



Punti salienti

- Rivestimento resistente all'umidità
- 100 posti
- Per provette con diametro massimo di 12 mm
- Superficie adatta per la scrittura
- Divisori rimovibili
- Realizzate in materiali biodegradabili provenienti da fonti responsabili.
- Riciclabili

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E2025-3100-C
Confezione	36 Pezzo (1 Scatola × 36 Pezzo)
Dimensioni (L × P × A)	133 mm × 133 mm × 75 mm
Dimensioni (L × P)	133 mm × 133 mm
Autoclavabile	No
Materiale	Cartone rivestito
Colore	Bianco
Posti	100
Caratteristiche di sostenibilità	Realizzate in materiali biodegradabili provenienti da fonti responsabili. Riciclabili dopo l'uso.
Per l'utilizzo con	Per provette con diametro massimo di 12 mm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 75 mm, griglia da 100 posti, bianca, case

Le box di stoccaggio in cartone con altezza di 75 mm di Starlab sono realizzate in cartone di alta qualità proveniente da fonti responsabili con un rivestimento resistente all'umidità, ma restano comunque facili da scrivere. Queste scatole consentono una conservazione economica, ma allo stesso tempo sicura e affidabile a basse temperature. Fornite preassemblate, con griglia rimovibile. Le scatole sono completamente riciclabili dopo l'uso.



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 75 mm, griglia da 81 posti, bianca Posti: 81 Confezione: 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2025-8181
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 75 mm, griglia da 49 posti, bianca Posti: 49 Confezione: 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2025-4949
 Scatola di conservazione in cartone, misura 133x133, altezza 75 mm, griglia da 100 posti, bianca Posti: 100 Confezione: 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	E2025-3100
 Box di stoccaggio in cartone 133x133 mm, altezza di 75 mm, griglia da 100 posti, bianca, case Posti: 100 Confezione: 36 Pezzo (1 Scatola × 36 Pezzo)  Crea scheda tecnica PDF	36 Pezzo (1 Scatola × 36 Pezzo)	E2025-3100-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it