




Recipiente 240 ml, singolo pozzetto | 96 fondi piramidali | High Profile



Punti salienti

- Tutti i recipienti robotici sono certificati RNase, DNase e Pyrogen free

Applicazioni del prodotto

Configurazione PCR
Configurazione assay
Diluizioni in serie
Distribuzione di reagenti
Trasferimento di campioni o reagenti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	E2999-2496
Confezione	25 Reservoirs (1 Scatola × 25 Reservoirs)
Sterile	No
Volume	240 ml
Numero di incavi	1
Materiale	Polipropilene
Fondi	Piramidale
Profilo	Alto
Pozzetto	Pozzetto singolo

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Recipiente 240 ml, singolo pozzetto | 96 fondi piramidali | High Profile

Qualità elevata per rendimenti elevati!

I recipienti STARLAB sono conformi allo standard SBS per la compatibilità con la maggior parte dei sistemi robotici. Non hanno volume morto e sono disponibili in due altezze (high e low) e in tre tipologie di pozzetto. La robusta struttura in polipropilene assicura la necessaria rigidità durante l'automazione e offre un'eccellente resistenza agli agenti chimici.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Recipiente 240 ml, singolo pozzetto 96 fondi piramidali High Profile Fondi: Piramidale Numero di incavi: 1  Crea scheda tecnica PDF	25 Reservoirs (1 Scatola × 25 Reservoirs)	E2999-2496
 Recipiente 80 ml, multi-pozzetto 8 canali High Profile Fondi: a forma cava Numero di incavi: 8  Crea scheda tecnica PDF	25 Reservoirs (1 Scatola × 25 Reservoirs)	E2999-8008
 Recipiente 84 ml, multi-pozzetto 12 canali High Profile Fondi: a forma cava Numero di incavi: 12  Crea scheda tecnica PDF	25 Reservoirs (1 Scatola × 25 Reservoirs)	E2999-8412

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it