

Pipetta a 8 canali ErgoOne® 0,5 – 10 µl



Punti salienti

- Minimo sforzo di azionamento
- Design ergonomico e leggero
- Codice colore
- Blocco volume
- Fittaggio universale

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Miscelazione di liquidi

Pipettaggio reverse di liquidi "insidiosi" (per es. ad alta viscosità)

Riempimento di piastre, gel e provette

Estrazione in fase liquida e rimozione dei supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Dati generali

Cod.	S7108-0510
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Codifica colore	Rosso
Autoclavabile	Sì
Intervallo di volume	0,5 - 10 µl
Volume	10 µl
Impostazione del volume	Variabile
Tipo canale	8 canali
Modalità operativa	Manuale
Tipo pipettaggio	Cuscino d'aria
Funzionamento	Meccanica, pulsante per dispensazione a parte ed eiettore

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Pipetta a 8 canali ErgoOne® 0,5 – 10 µl


Un grande strumento per velocizzare le operazioni di pipettaggio

Le pipette multicanale ErgoOne® sono progettate secondo i più recenti canoni dell'ergonomia. La pipetta è estremamente facile da utilizzare e grazie all'effort ridotto di utilizzo non affatica la mano. ErgoOne® offre un pipettaggio preciso e accurato in una gamma completa di volume.

Essendo uno degli strumenti più utilizzati in laboratorio, una pipetta deve anche essere comoda da impugnare e usare, e garantire le caratteristiche da te richieste. Le pipette ErgoOne® combinano queste richieste con i principi di ergonomia più recenti, per garantirti una performance ottimale. ErgoOne® ti offre accuratezza e precisione, in un design moderno e dalla linea pulita che apprezzerai giorno dopo giorno.

Leggera ed estremamente facile da utilizzare, puoi affidarti ad ErgoOne® per un pipettaggio accurato e preciso, giorno dopo giorno. Una pipetta di ottima qualità richiede dei puntali all'altezza, usala con i puntali TipOne® di STARLAB per ottenere risultati perfetti.

ErgoOne® è progettata per adattarsi a tutti i puntali più diffusi senza perdite di accuratezza o precisione.




Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Pipetta a 8 canali ErgoOne® 0,5 – 10 µl Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl Tipo canale: 8 canali  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7108-0510
 Pipetta a 8 canali ErgoOne® 10 – 100 µl Intervallo di volume: 10 - 100 µl Tipo canale: 8 canali  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7108-1100
 Pipetta a 8 canali ErgoOne® 30 – 300 µl Intervallo di volume: 30 - 300 µl Tipo canale: 8 canali  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7108-3300
 Pipetta a 12 canali ErgoOne® 0,5 – 10 µl Intervallo di volume: 0,5 - 10 µl Tipo canale: 12 canali  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7112-0510
 Pipetta a 12 canali ErgoOne® 10 – 100 µl Intervallo di volume: 10 - 100 µl Tipo canale: 12 canali  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7112-1100
 Pipetta a 12 canali ErgoOne® 30 – 300 µl Intervallo di volume: 30 - 300 µl Tipo canale: 12 canali  Crea scheda tecnica PDF	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7112-3300

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Staffa di supporto autoadesiva per una ErgoOne®	1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo)	E3099-0001
 Supporto da bancone per le pipette ErgoOne®	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	E3099-0002
 Supporto in acrilico ErgoOne per un massimo di 5 pipette (universale)	1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo)	E3099-0000
 Supporto girevole ErgoOne® per un massimo di 8 pipette (universale)	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	S7200-0000

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it