



## ErgoOne® Starter Pack 4 (10)



### Punti salienti

- Quattro pipette monocolore ErgoOne®: **da 10 µl, 20 µl (standard), 200 µl e 1.000 µl**
- Un rack di puntali TipOne® graduati XL da 10/20 µl (grado di purezza Sterile)
- One rack of 200µl UltraPoint Graduated TipOne® Tips, (Sterile)
- Un rack di puntali TipOne® graduati XL da 1.250 µl (grado di purezza Sterile)
- Quattro staffe di supporto autoadesive per pipette in materiale acrilico
- Un timer da laboratorio STARLAB

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)




## Dati generali

Cod.	STARTERPACK410
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Intervallo di volume	0,5 - 1.000 µl
Volume	1000 µl
Impostazione del volume	Variabile
Tipo canale	1 canale
Modalità operativa	Manuale

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su ErgoOne® Starter Pack 4 (10)

Every day, pipettes are confronted with multiple tasks that must be exact and precise. Reliability is key in the laboratory and your pipette must be trusted to perform well, day in, day out. ErgoOne® pipettes provide:

- › Minimal operating forces
- › Lightweight ergonomic design
- › Colour coded
- › Volume lock
- › Universal tip fit

Start your new pipetting experience with ErgoOne® single-channel pipettes and original TipOne® tips - the perfect pipetting partnership. All supplied in an eco-friendly shipper box made with 30% grass! This material requires less water and energy consumption and significantly less chemical use.

ErgoOne® Starter Pack 4 (10) contains:

- 1x S7100-0510 (0.5 - 10µl ErgoOne® Single Channel Pipette)
- 1x S7100-0220 (2.0 - 20µl ErgoOne® Single Channel Pipette, standard cone)
- 1x S7100-2200 (20 - 200µl ErgoOne® Single Channel Pipette)
- 1x S7110-1000 (100 - 1000µl ErgoOne® Single Channel Pipette)
- 3x racks of sterile TipOne tips
- 4x E3099-0001 (Self-Adhesive Shelf Holder for 1 Pipette)
- 1x STARLAB Lab Timer

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">ErgoOne® Starter Pack 4 (2.5)</a> <b>Intervallo di volume:</b> 0,1 - 1.000 µl  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK42.5
 <a href="#">ErgoOne® Starter Pack 4 (10)</a> <b>Intervallo di volume:</b> 0,5 - 1.000 µl  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK410
 <a href="#">ErgoOne® Starter Pack</a> <b>Intervallo di volume:</b> 20 - 1.000 µl  <a href="#">Crea scheda tecnica PDF</a>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	STARTERPACK

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)