



Supporto di sostegno individuale (per pipette monocanale, da 10 µl a 1000 µl)



Punti salienti

- Stoccaggio semplice e sicuro delle pipette elettroniche ErgoOne® E.

Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Cod. | G9999-1002 |
| Confezione | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) |
| Per l'utilizzo con | ErgoOne® E Pipettes |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Supporto di sostegno individuale (per pipette monocanale, da 10 µl a 1000 µl)

Le [pipette](#) elettroniche monocanale e multicanale [ErgoOne](#)® garantiscono sempre un pipettaggio affidabile. [ErgoOne](#)® E sono pipette dotate di un avanzato microprocessore e funzionanti a batteria, ottimizzate per l'ergonomia di lavoro e la facilità di utilizzo.