



## Supporto singolo (per tutte le pipette multicanale ErgoOne® E fino a 300 µl)



### Punti salienti

- Stoccaggio semplice e sicuro delle pipette elettroniche ErgoOne® E.

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	G9999-1004
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Per l'utilizzo con	ErgoOne® E Pipettes

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Supporto singolo (per tutte le pipette multicanale ErgoOne® E fino a 300 µl)

Le [pipette](#) elettroniche monocanale e multicanale [ErgoOne](#)® garantiscono sempre un pipettaggio affidabile. [ErgoOne](#)® E sono [pipette](#) dotate di un avanzato microprocessore e funzionanti a batteria, ottimizzate per l'ergonomia di lavoro e la facilità di utilizzo.