




## Stand di supporto con alimentatore AC



### Punti salienti

- Stoccaggio semplice e sicuro delle pipette elettroniche ErgoOne® E.
- Alimentatore AC per l'Europa + UK (230V/50 Hz)
- Alloggia fino a tre pipette monocanale ErgoOne E, fino a 1000 µl

## Applicazioni del prodotto

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	G9999-1001
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Per l'utilizzo con	ErgoOne® E Pipettes

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Stand di supporto con alimentatore AC

Le [pipette](#) elettroniche [ErgoOne](#)<sup>®</sup> E mono e multicanale garantiscono sempre un pipettaggio sicuro e preciso. [ErgoOne](#)<sup>®</sup> E sono pipette dotate di un microprocessore e funzionanti a batteria, sono perfette per un pipettaggio confortevole in caso di lunghi periodi di utilizzo.