



Pipettatore ErgoOne® FAST



Punti salienti

- Regolazione velocità intuitiva tramite la pressione applicata
- Permette un pipettaggio veloce con la massima precisione
- Minimo sforzo di azionamento
- Leggero ed ergonomico per un pipettaggio senza sforzi
- Utilizzabile con tutte le pipette sierologiche di plastica o vetro (1,0 µl–100 µl)
- 2 anni di garanzia

Applicazioni del prodotto

Trasferimento di volumi liquidi da 0,1 µl a 100 µl

Dispensazione in serie di aliquote di volumi differenti

Risospensione di pellet cellulari e precipitati di acidi nucleici

Aspirazione di monostrato cellulare, ad es., da gradiente* Ficoll

Estrazione in fase liquida e rimozione delle fasi inferiori

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|--------------------------|---|
| Cod. | S7166-0010 |
| Confezione | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) |
| Peso | 160 g (with battery) |
| Autoclavabile | No (sì: adattatore per pipetta e cono di aspirazione) |
| Intervallo di volume | 1,0 - 100 ml |
| Volume | 100 ml |
| Tipo canale | 1 canale |
| Modalità operativa | Elettronico |
| Materiale | Alloggiamento: polipropilene; filtro a membrana: PTFE; adattatore per pipette: silicone |
| Alimentazione | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz |
| Umidità relativa ammessa | 79,5 – 106 kPa |
| Tipo | Polimero di litio |
| Tempo di carica | 2.000 cicli di dosaggio da 25 ml |
| Tempo di carica | 3 h |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Pipettatore ErgoOne® FAST

Pipettaggio efficiente

Durante lo sviluppo dell'ausilio di pipettaggio elettronico ErgoOne® FAST, uno degli aspetti che è stato considerato più importante è l'elevata velocità di pipettaggio. Il risultato è straordinario! ErgoOne® FAST è in grado di riempire una pipetta da 25 ml in meno di 4 secondi!












L'ergonomia incontra la modernità

Ogni aspetto dell'ErgoOne® FAST è stato progettato tenendo conto dell'ergonomia. ErgoOne® FAST è uno degli ausili di pipettaggio più leggeri sul mercato. È progettato per il comfort e risulta perfettamente bilanciato in mano, per un lungo pipettaggio senza sforzi.

FAST è l'acronimo di Flexible, Accurate & Precise, Safe, Transfer.



Accessori

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|---|----------------------------------|------------|
|  Filtro a membrana 0,45 µm, PTFE (sterile), per ErgoOne FAST | 5 Pezzi (1 Sacchetto × 5 Pezzi) | P7166-6800 |
|  Nastro adesivo per supporto a parete | 1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo) | P7166-6701 |
|  Filtro a membrana 0,2 µm, PTFE (sterile), per ErgoOne FAST | 5 Pezzi (1 Sacchetto × 5 Pezzi) | P7166-6605 |
|  Batteria di ricambio ai polimeri di litio, 3,7 V | 1 Pezzo (1 Sacchetto × 1 Pezzo) | P7166-6501 |
|  Supporto a parete di ricambio | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | P7166-6402 |
|  Coperchio vano batteria di ricambio | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | P7166-6200 |
|  Alimentatore di ricambio, 100-240 V/50-60Hz | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | P7166-6109 |
|  Cono di aspirazione di ricambio | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | P7166-6103 |
|  Adattatore pipette di ricambio (silicone), per ErgoOne FAST | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | P7166-6002 |
|  Supporto da bancone per ErgoOne® FAST | 1 Pezzo (1 Sacchetto × 1 Pezzo) | P7166-6306 |
|  Guarnizione di ricambio per adattatore filtro | 5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi) | P7166-6904 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it