



Pipettatore ErgoOne® FAST



Punti salienti

- Regolazione velocità intuitiva tramite la pressione applicata
- Permette un pipettaggio veloce con la massima precisione
- Minimo sforzo di azionamento
- Leggero ed ergonomico per un pipettaggio senza sforzi
- Utilizzabile con tutte le pipette sierologiche di plastica o vetro (1,0 µl–100 µl)
- 2 anni di garanzia

Applicazioni del prodotto

Trasferimento di volumi liquidi da 0,1 µl a 100 µl

Dispensazione in serie di aliquote di volumi differenti

Risospensione di pellet cellulari e precipitati di acidi nucleici

Aspirazione di monostrato cellulare, ad es., da gradiente® Ficoll

Estrazione in fase liquida e rimozione delle fasi inferiori

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e uso di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	S7166-0010
Peso	160 g (with battery)
Autoclavabile	No (sì: adattatore per pipetta e cono di aspirazione)
Intervallo di volume	1,0 - 100 ml
Volume	100 ml
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)
Tipo canale	1 canale
Modalità operativa	Elettronico
Materiale	Alloggiamento: polipropilene; filtro a membrana: PTFE; adattatore per pipette: silicone
Alimentazione	100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz
Umidità relativa ammessa	79,5 – 106 kPA
Tipo	Polimero di litio
Tempo di carica	2.000 cicli di dosaggio da 25 ml
Tempo di carica	3 h

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Pipettatore ErgoOne® FAST

Pipettaggio efficiente

Durante lo sviluppo dell'ausilio di pipettaggio elettronico ErgoOne® FAST, uno degli aspetti che è stato considerato più importante è l'elevata velocità di pipettaggio. Il risultato è straordinario! ErgoOne® FAST è in grado di riempire una pipetta da 25 ml in meno di 4 secondi!

L'ergonomia incontra la modernità

Ogni aspetto dell'ErgoOne® FAST è stato progettato tenendo conto dell'ergonomia. ErgoOne® FAST è uno degli ausili di pipettaggio più leggeri sul mercato. È progettato per il comfort e risulta perfettamente bilanciato in mano, per un lungo pipettaggio senza sforzi.












FAST è l'acronimo di Flexible, Accurate & Precise, Safe, Transfer.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Filtro a membrana 0,45 µm, PTFE (sterile), per ErgoOne FAST	5 Pezzi (1 Sacchetto × 5 Pezzi)	P7166-6800
 Nastro adesivo per supporto a parete	1 Pezzo (1 Confezione × 1 Pezzo)	P7166-6701
 Filtro a membrana 0,2 µm, PTFE (sterile), per ErgoOne FAST	5 Pezzi (1 Sacchetto × 5 Pezzi)	P7166-6605
 Batteria di ricambio ai polimeri di litio, 3,7 V	1 Pezzo (1 Sacchetto × 1 Pezzo)	P7166-6501
 Supporto a parete di ricambio	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	P7166-6402
 Coperchio vano batteria di ricambio	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	P7166-6200
 Alimentatore di ricambio, 100-240 V/50-60Hz	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	P7166-6109
 Cono di aspirazione di ricambio	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	P7166-6103
 Adattatore pipette di ricambio (silicone), per ErgoOne FAST	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	P7166-6002
 Supporto da bancone per ErgoOne® FAST	1 Pezzo (1 Sacchetto × 1 Pezzo)	P7166-6306
 Guarnizione di ricambio per adattatore filtro	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	P7166-6904

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it