



Agitatore magnetico riscaldante



Punti salienti

- Rampa termica rapida salvatempo
- Display LED per velocità e temperatura
- Luce di sicurezza piastra calda
- Piastra rivestita in ceramica resistente ai reagenti chimici
- Include un'ancoretta da 40 mm
- Garanzia di 2 anni

Applicazioni del prodotto

Agitazione

Miscelazione

Riscaldamento

Preparazione di tamponi

Dissoluzione di elementi e composti

Coltivazioni microbiche

Impedisce la sedimentazione

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	N2400-3010
Dimensioni (L x P x A)	155 mm x 215 mm x 75 mm
Dimensioni (L x P)	155 mm x 215 mm
Diametro piastra	135 mm
Peso	1.4 kg
Max. volume agitabile	3 l
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola x 1 Pezzo)
Alimentazione	200 – 240 V, 50/60 Hz
Temp. max.	40 °C
Temperatura ambiente ammessa	Dalla temperatura ambiente a 280 °C con incrementi di 1 °C
Range di temperatura	4 a 40 °C
Temp. min.	4 °C
Max. RCF	1500 rpm
Range di velocità	100 – 1.500 rpm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Agitatore magnetico riscaldante

Agita con calore!

Questo agitatore magnetico riscaldante ha una rampa termica molto rapida, per farti risparmiare tempo prezioso. La piastra rivestita in ceramica assicura una temperatura uniforme e presenta un'elevata resistenza ai reagenti chimici. Ideale per la preparazione di soluzioni ad elevate temperature. Fornito con un'ancoretta da 40 mm, è facile da usare e presenta un chiaro display LED che mostra temperatura e velocità.



Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Sensore di temperatura PT1000	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-3011

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it