



Controller



Punti salienti

- Design ergonomico
- Completamente autoclavabile
- La pressione della leva permette una regolazione di precisione della potenza di suzione. È progettato per evitare la contaminazione delle parti interne

Applicazioni del prodotto

Aspirazione di liquidi

Colture cellulari

Filtrazione sterile

Degassificazione di tamponi

Estrazione della fase solida

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Dati generali

| | |
|------------|-------------------------------|
| Cod. | N2400-9001 |
| Confezione | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Controller

Controller per [aspiratore](#) N2400-9000. Per collegare un secondo comando manuale all'[aspiratore](#), utilizzare il kit di collegamento N2400-9006 o l'aggancio rapido N2400-9008. Include l'adattatore per sierologiche, l'adattatore per puntali, il supporto da parete per il controller manuale e un tubo da 2,5 m.

L'adattatore può essere utilizzato:

- per [pipette](#) (Pasteur, di aspirazione e graduate; diametro esterno 5,5-8,0 mm)
- per puntali di [pipette](#) (2–200 µL e 50–1000 µL)



Accessori

| NOME DEL PRODOTTO | CONFEZIONE | COD. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|  Adattatore per pipette | 1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo) | N2400-9016 |

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
E-MAIL: info@starlab.it