



## Controller



### Punti salienti

- Design ergonomico
- Completamente autoclavabile
- La pressione della leva permette una regolazione di precisione della potenza di suzione. È progettato per evitare la contaminazione delle parti interne

## Applicazioni del prodotto

Aspirazione di liquidi

Colture cellulari

Filtrazione sterile

Degassificazione di tamponi

Estrazione della fase solida

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	N2400-9001
Confezione	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su Controller

Controller per aspiratore N2400-9000. Per collegare un secondo comando manuale all'aspiratore, utilizzare il kit di collegamento N2400-9006 o l'aggancio rapido N2400-9008. Include l'adattatore per sierologiche, l'adattatore per puntali, il supporto da parete per il controller manuale e un tubo da 2,5 m.

L'adattatore può essere utilizzato:

- per pipette (Pasteur, di aspirazione e graduate; diametro esterno 5,5-8,0 mm)
- per puntali di pipette (2–200 µL e 50–1000 µL)



## Accessori

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 <a href="#">Adattatore per pipette</a>	1 Pezzo (1 Scatola × 1 Pezzo)	N2400-9016

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
E-MAIL: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)