



## StarStore 49



### Punti salienti

- Box di stoccaggio da 49 posti in polipropilene con divisori 7x7 fissi per provette fino a 16 mm
- Coperchio trasparente sollevabile con area di scrittura smerigliata su un lato
- Fori di ventilazione nella base per agevolare il drenaggio e la rimozione del coperchio
- Griglia in acetato opzionale disponibile da porre sotto il coperchio
- Temperatura di utilizzo: da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni: 130 x 130 x 45 mm
- Altezza max. provetta: 60 mm

## Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	E2349-5009
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	130 mm × 130 mm × 45 mm
Dimensioni (L × P)	130 mm × 130 mm
Max. lunghezza provette	60 mm
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Colore	Trasparente
Posti	49

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su StarStore 49

Box di stoccaggio da 49 posti in polipropilene con divisori 7x7 fissi per provette fino a 16 mm. Il coperchio sollevabile non incernierato consente lo stoccaggio di provette di diversa altezza. L'ingombro standard di 130 x 130 mm lo rende utilizzabile nei rack per congelatori standard.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)