



**StarStore**



#### **Punti salienti**

- Box di stoccaggio in polipropilene senza divisori
- Coperchio trasparente sollevabile
- Nessun divisorio, per consentire lo stoccaggio di provette con diverse forme e dimensioni
- Coperchio trasparente sollevabile
- Fori di ventilazione nella base per agevolare il drenaggio e la rimozione del coperchio
- Dimensioni (LxPxA): 130 x 130 x 45 mm

## **Applicazioni del prodotto**

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Dati generali

Cod.	E2300-5005
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	130 mm × 130 mm × 45 mm
Dimensioni (L × P)	130 mm × 130 mm
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Colore	Trasparente
Posti	1

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)



## Maggiori informazioni su StarStore

Box di stoccaggio in polipropilene senza divisori. L'assenza di divisori e il coperchio sollevabile non incernierato consentono lo stoccaggio di provette di diversa altezza. L'ingombro standard di 130 x 130 mm lo rende utilizzabile nei rack per congelatori standard.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

**Starlab S.r.l.**  
Via Bracco 6  
20159 Milano  
Indirizzo e-mail: [info@starlab.it](mailto:info@starlab.it)