



StarStore 50 Neon (incernierato), Trasparente



Punti salienti

- Box di stoccaggio da 50 posti in polipropilene con divisori 5x10 fissi per provette fino a 13 mm di diametro
- Coperchio incernierato dotato di bloccaggio, con linguette di posizionamento per un impilamento stabile
- Griglia di riferimento stampata sulla base.
- Temperatura di utilizzo da -90 °C a 121 °C
- Autoclavabile
- Dimensioni (LxPxA): 140 x 80 x 55 mm

Applicazioni del prodotto

Stoccaggio dei campioni

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Dati generali

Cod.	I2350-5800
Confezione	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)
Dimensioni (L × P × A)	140 mm × 80 mm × 55 mm
Dimensioni (L × P)	140 mm × 80 mm
Max. lunghezza provette	13 mm
Autoclavabile	Sì
Materiale	Polipropilene
Colore	Trasparente
Max. tubi da centrifuga o microprovette con tappo a vite	50
Posti	50
Per l'utilizzo con	for tubes up to 13mm

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Maggiori informazioni su **StarStore 50 Neon (incernierato), Trasparente**

Box di stoccaggio da 50 posti in polipropilene con divisori 5x10 fissi per provette fino a 13 mm di diametro, ad es. provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml o microprovette con tappo a vite. Coperchio incernierato con chiusura, bordato per impilarli.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
StarStore 50 Neon (incernierato), Trasparente Colore: Trasparente Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5800
StarStore 50 Neon (incernierato), Neon blu Colore: Blu neon Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5841
StarStore 50 Neon (incernierato), Neon verde Colore: Verde neon Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5842
StarStore 50 Neon (incernierato), Neon arancione Colore: Arancione neon Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5843
StarStore 50 Neon (incernierato), Neon rosa Colore: Rosa neon Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5844
StarStore 50 Neon (incernierato), Neon giallo Colore: Giallo neon Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5846
StarStore 50 Neon (incernierato), Neon assortiti Colore: Mix neon Crea scheda tecnica PDF	5 Pezzi (1 Confezione × 5 Pezzi)	I2350-5848

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it