


Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µl, Transparente, Racks (non sterili), confezione



Punti salienti

- Graduazioni: 1,0 µl, 5,0 µl, 10 µl e 20 µl
- Universale: un puntale per tutte le pipette! Il collare del puntale è progettato per essere compatibile con tutte le pipette più diffuse.
- Stampi levigati e lucidati per una superficie estremamente liscia che riduce la ritenzione del campione
- Prodotto di altissima qualità. Puntali prodotti in puro polipropilene 100% vergine per assicurare la più elevata qualità.
- Certificati privi di RNasi, DNasi, DNA e pirogeni

Applicazioni del prodotto

Pipettaggio di liquidi

Dispensazione di liquidi


Miscelazione di liquidi

Dispensazione in piastre e tubi di reazione

Estrazione in fase liquida e recupero di supernatanti

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it




Dati generali

Cod.	S1110-3800-C
Confezione	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)
Codifica colori dei wafer	Rosso
Sterile	No
Autoclavabile	Sì
Puntale con filtro	Non filtro
Intervallo di volume	0,1 - 20 µl
Volume	20 µl
Tipo di punta	XL
Materiale	Polipropilene
Graduazioni	Sì
Colore	Trasparente
Per l'utilizzo con	Abimed: BioPette-E, Discovery Comfort, LABMATE Optima Biohit: eLine, ePet, mLine, Picus, Proline BRAND: Transferpette Electronic, Transferpette S Capp: CappAero Comfort, CappAero Multi, CappAero Universal, CappAero Universal short, ecopipette, Singlechannel Eppendorf: Reference, Reference 2, Research, Research plus, Research pro, Xplorer Gilson: Pipetman Concept, Pipetman Neo, Pipetman P, Pipetman Ultra Hamilton: SoftGrip Pipette, SofTouch HTL: Discovery Comfort, Discovery Pro, Labmate Pro, Optipette Nichiryo: 00-NP7, 50F, NLE, NPLO, NPX Rainin: Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus Sartorius: eLine, ePet, mLine, Picus, Picus NxT, Proline, Proline Plus, Tacta Socorex: Acura 815 manual, Acura 825, Acura 855, Acura electro 925, Acura electro 955, Calibra digital STARLAB: ErgoOne, ErgoOne E, MicroOne, StarPet, StarPet-E Thermo Fisher Scientific Inc.: Finn Focus, Finn Focus Micro, Finnpipette Digital, Finnpipette F1/F2, Finnpipette Novus, Finnpipette Novus Pink

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



Maggiori informazioni su Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µl, Transparente, Racks (non sterili), confezione

Migliorato da voi - Le componenti del sistema

Il rack perfetto

- › Semplice! Il sistema comprende solo due rack (piccolo e grande) per una minore complessità
- › I rack piccoli vengono utilizzati con puntali di volume da 10 µl a 300 µl; i rack grandi per puntali di volume da 1000 µl e 1250 µl
- › Semplice e veloce identificazione dei puntali grazie alla codifica colori dei wafer e alle informazioni stampate a laser immediatamente visibili
- › Impilabile
- › Riutilizzabile
- › Autoclavabile

Il refill intelligente

- › Il nuovo Refill è diviso in due parti separate, singolarmente confezionate, di cinque wafer.
- › Completamente sigillati, i puntali rimangono al sicuro da ogni contaminazione grazie al solido coperchio superiore e agli spaziatori
- › Design economico e salvaspazio
- › Autoclavabile quando inserito nel rack

Il Sacchetto Self-standing

- › Self-standing per un accesso più semplice ed uno stoccaggio più comodo
- › Banda di apertura facilmente visibile e preforata
- › Chiusura a zip richiudibile per una conservazione senza rischio di contaminazioni
- › Sacchetto in polietilene riciclabile
- › Economico – ideale per laboratori didattici o lavori non critici

Lo Stack Rack Compatto


- › Design di nuova progettazione con una base più ampia per una stabilità eccezionale
- › Coperchio trasparente per tenere i puntali protetti quando non utilizzati
- › 960 puntali per l'high throughput, ideale per gli utenti con multicanali
- › L'intero Stack Rack è autoclavabile e riciclabile

Il Filter Refill unico


- › Un nuovo sistema, economico ed ecologico, di refill per puntali con filtro TipOne®
- › Veloce, semplice e sicuro: i puntali con filtro vengono ricaricati senza dover rimuovere il guscio superiore ed inferiore, garantendo quindi la ricarica veloce e sicura senza compromettere la sterilità.
- › L'uso dei refill per i puntali con filtro sotto cappa e workstation PCR permette di risparmiare spazio prezioso.

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.


Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



› Il sistema di refill non permette solo di diminuire gli sprechi, ma i gusci inferiori sono anche impilabili, così anche i rifiuti occupano meno spazio




Tutte le variazioni

NOME DEL PRODOTTO	CONFEZIONE	COD.
 Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Racks (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1110-3800
 Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Racks (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1110-3800-C
 Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Racks (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Racks × 96 Puntali)	S1110-3810
 Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Racks (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Racks × 96 Puntali)	S1110-3810-C
 Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Refills (non sterili) Sterile: No Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1110-3700

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it



NOME DEL PRODOTTO		CONFEZIONE	COD.
	Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Refills (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	9.600 Puntali (100 Refills × 96 Puntali)	S1110-3700-C
	Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Refills (sterili) Sterile: Sì Confezione: 960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	960 Puntali (10 Refills × 96 Puntali)	S1110-3710
	Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Refills (sterili), confezione Sterile: Sì Confezione: 7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	7.680 Puntali (80 Refills × 96 Puntali)	S1110-3710-C
	Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Sacchetto (non sterili) Sterile: No Confezione: 1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	1.000 Puntali (1 Sacchetto × 1000 Puntali)	S1110-3000
	Puntale graduato TipOne® XL da 10/20 µL, Trasparente, Sacchetti (non sterili), confezione Sterile: No Confezione: 50.000 Puntali (50 Sacchetti × 1000 Puntali)  Crea scheda tecnica PDF	50.000 Puntali (50 Sacchetti × 1000 Puntali)	S1110-3000-C

STARLAB si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Il contenuto e il design di questo PDF sono protetti dal diritto d'autore nazionale e internazionale e sono di proprietà di STARLAB International GmbH. Qualsiasi duplicazione, modifica, distribuzione e qualsiasi tipo di utilizzo e utilizzo di questo contenuto PDF in sistemi elettronici, media online e / o biblioteche o database simili richiede il previo consenso di STARLAB International GmbH.

Starlab S.r.l.
Via Bracco 6
20159 Milano
Indirizzo e-mail: info@starlab.it