
Barrette de capuchons pour système de tube à micro-dilution



Points forts

- Barrette de capuchons pour système de tube à micro-dilution
- À utiliser avec les tubes de 1,2 ml du système de tube à micro-dilution
- Température d'utilisation de -20 °C à 100 °C
- Certifié exempt de RNase, de DNase, d'ADN et de pyrogènes

Applications du produit

Pipetage multicanal et automatisé
Préparation de dilutions en série
Agitation
Stockage et récolte de cellules
Analyses de croissance cellulaire
Dépistage ADN
Stockage long

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

Données generales

Réf.	Voir les variantes
Autoclavable	Non
Matériau	Polyéthylène
Sans ADN	Oui
Sans DNase	Oui
Sans pyrogènes	Oui
Sans RNase	Oui
Température de travail	-20 °C à 100 °C
Pour utilisation avec	Microtubes de 1,2 ml

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

Plus d'informations sur Barrette de capuchons pour système de tube à micro-dilution

Stockage organisé !

Système de tubes de microdilution comprenant des racks contenant des tubes individuels, ou en barrettes de 8 ou de 12 tubes de 1,2 ml. Idéal pour les dilutions en série, le mélange, le stockage et la récolte de cellules, les tests de croissance cellulaire, le dépistage de l'ADN et le stockage à long terme.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

Toutes les variantes

NOM DU PRODUIT	TAILLE DE PACK	RÉF.
Capuchons en barrettes de 8 pour tubes de réaction de 1,2 ml **Nb de tubes**: 8 **Stérile**: Non Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (1 Boîte × 125 Pièces)	E1702-8400
Capuchons en barrettes de 8 pour tubes de réaction de 1,2 ml (stériles) **Nb de tubes**: 8 **Stérile**: Oui Créer une fiche technique PDF	125 Pièces (1 Boîte × 125 Pièces)	E1702-8410
12 capuchons en barrettes pour tubes de réaction de 1,2 ml **Nb de tubes**: 12 **Stérile**: Non Créer une fiche technique PDF	80 Pièces (1 Boîte × 80 Pièces)	E1703-9400
12 capuchons en barrettes pour tubes de réaction de 1,2 ml (stérile) **Nb de tubes**: 12 **Stérile**: Oui Créer une fiche technique PDF	80 Pièces (1 Boîte × 80 Pièces)	E1703-9410

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

Starlab France SAS
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr